

Instrucciones de uso

Sistema para el tratamiento de la diabetes Accu-Chek® Insight



Índice de contenidos

1	Vista general	1	5	Realizar mediciones de glucemia	47
1.1	Interpretar diferencias cuando el medidor está sincronizado con el sistema de infusión	4	5.1	Realizar una medición de glucemia	47
1.2	Pantalla de inicio	5	5.2	Añadir información a un resultado de glucemia	52
			5.3	Administrar un bolo sin recomendación de bolo	55
2	Puesta en marcha	9	6	Administrar bolos	69
2.1	Cargar la pila	9	6.1	Programar y administrar un bolo estándar	70
2.2	Asistente de configuración	14	6.2	Programar y administrar un bolo ampliado	72
2.3	Completar el asistente de configuración	16	6.3	Programar y administrar un bolo multionda	74
2.4	Información importante	22	6.4	Crear y administrar un bolo personalizado	76
			6.5	Eliminar un bolo personalizado	80
3	Comunicación entre el medidor y el sistema de infusión	31	6.6	Cancelar un bolo	82
3.1	Sincronizar el medidor con el sistema de infusión	31	6.7	Administrar un bolo usando la recomendación de bolo	86
3.2	Desincronizar el medidor del sistema de infusión	38			
4	Controlar el sistema de infusión con el medidor	41	7	Dosis basales temporales	93
4.1	Acceder al menú del sistema de infusión	42	7.1	Programar una dosis basal temporal (DBT) inicial	93
4.2	Interpretar las pantallas del menú del sistema de infusión en el medidor	43	7.2	Programar o editar una DBT personalizada	95
4.3	Detener el sistema de infusión	45	7.3	Cancelar una DBT activa	98
4.4	Iniciar el sistema de infusión	46	7.4	Eliminar una DBT personalizada	100
			7.5	Información adicional de la función DBT	102

8	Perfiles basales	103	11	Mis datos	153
8.1	Programar un perfil basal	103	11.1	Vista general	153
8.2	Activar un perfil basal	107	11.2	El diario	154
8.3	Borrar un perfil basal	109	11.3	El gráfico de tendencia	170
			11.4	Semana estándar	176
9	Usar los modos	111	11.5	Día estándar	182
9.1	Cambiar el modo de señal del sistema de infusión	111	11.6	Datos de objetivo	188
9.2	Activar el modo avión	113	11.7	Tabla de promedios de glucemia	193
9.3	Desactivar el modo avión	114			
10	Ajustes del sistema de infusión	115	12	Datos técnicos	199
10.1	Recordatorios del sistema de infusión	116	12.1	Explicación de los símbolos	200
10.2	Ajustes de terapia	127	12.2	Lista de iconos	201
10.3	Ajustes del dispositivo	141			
10.4	Ajustar la fecha y la hora del sistema de infusión	150	13	Solución de problemas	205
			14	Glosario	209
			Índice		223

1 Vista general

Con el administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight (en lo sucesivo denominado “el medidor”) es posible controlar a distancia el sistema de infusión de insulina Accu-Chek Insight utilizando la tecnología inalámbrica *Bluetooth®*.

Si experimenta problemas de comunicación entre el sistema de infusión y el medidor, haga funcionar el sistema de infusión manualmente.

Con el medidor es posible controlar a distancia las siguientes funciones del sistema de infusión:

- ▶ Administrar bolos
- ▶ Ajustar dosis basales
- ▶ Poner en marcha y detener el sistema de infusión
- ▶ Cambiar los modos del sistema de infusión
- ▶ Cambiar los ajustes del sistema de infusión
- ▶ Ajustar recordatorios del sistema de infusión

Con el medidor no es posible controlar a distancia las siguientes funciones del sistema de infusión:

- ▶ Cambiar el cartucho
- ▶ Cebiar el set de infusión
- ▶ Rebobinar el pistón
- ▶ Controlar ajustes del menú de tecnología inalámbrica Bluetooth en el sistema de infusión
- ▶ Cambiar los ajustes de la pantalla del sistema de infusión
- ▶ Seleccionar perfiles de usuario

NOTA

- ▶ Cuando el medidor y el sistema de infusión están conectados, sigue siendo posible programar y administrar un bolo manualmente con el sistema de infusión sin utilizar los comandos del medidor.
- ▶ Cuando el medidor y el sistema de infusión están conectados, el sistema de infusión transfiere automáticamente información de bolo al medidor.
- ▶ Si la recomendación de bolo está activada, es importante introducir la información sobre carbohidratos y/o eventos de salud en el medidor para los bolos administrados manualmente en el sistema de infusión a fin de obtener futuras recomendaciones de bolo adecuadas.
- ▶ La pantalla del sistema de infusión tiene que estar apagada para que el medidor se pueda conectar con él.
- ▶ Si desbloquea las teclas del sistema de infusión mientras la comunicación a través de Bluetooth está activada, el sistema de infusión le preguntará si desea interrumpir la comunicación a través de Bluetooth. Seleccione “No” para mantener la comunicación a través de Bluetooth activa y seguir manejando el sistema de infusión desde el medidor. Seleccione “Sí” para volver a manejar el sistema de infusión de insulina desde la pantalla del sistema de infusión.
- ▶ Es posible cancelar cualquier bolo que esté siendo administrado por el sistema de infusión manualmente en el mismo o bien a distancia desde el Menú sistema de infusión del medidor.



NOTA

- ▶ El medidor y el sistema de infusión se pueden comunicar entre sí dentro de un alcance de 2 metros.
- ▶ Cuando el medidor y el sistema de infusión se están comunicando, el medidor muestra pantallas de mantenimiento que, de lo contrario, aparecerían en el sistema de infusión. Cuando se muestra una pantalla de mantenimiento del sistema de infusión en el medidor, pulse Aceptar para confirmar y descartar el mensaje. Sin embargo, recuerde que debe realizar las acciones recomendadas en el mensaje de mantenimiento.



1.1 Interpretar diferencias cuando el medidor está sincronizado con el sistema de infusión


Si ha utilizado el medidor o el sistema de infusión por separado antes de sincronizarlos, se habrá dado cuenta de que el comportamiento del sistema sincronizado presenta las siguientes diferencias:

- ▶ La recomendación de bolo se puede utilizar para administrar inmediatamente el bolo recomendado.
- ▶ Cuando el medidor calcula la recomendación de bolo, el valor del bolo máximo se toma de los ajustes del sistema de infusión.
- ▶ Los bolos pueden ajustarse con cantidades bastante inferiores. Para bolos de 10 unidades o más, el incremento de insulina es de 0,1 U. Para bolos inferiores a 10 unidades, el incremento de insulina es de 0,05 U. Esto también se aplica a la información de bolo introducida manualmente en registros nuevos del diario.
- ▶ Puesto que los ajustes de incremento de insulina y bolo máximo se toman del sistema de infusión, estos ajustes no están disponibles en el menú de ajustes del medidor.
- ▶ **Basal** aparece en el [Menú sistema de infusión](#) y no en las pantallas [Registro de bolo](#) o [Detalles result. GC](#).
- ▶ El recordatorio de inyección basal ya no está disponible.
- ▶ **Basal** ya no aparece cuando se introducen registros manualmente en el diario.

1.2 Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es la pantalla que se visualiza al encender el medidor. La pantalla de inicio puede ser la pantalla del menú principal o la pantalla de estado. Para cambiar el ajuste predeterminado de la pantalla de inicio, consulte el apartado **Pantalla de inicio predeterminada** en el capítulo **Cambiar los ajustes del medidor** de las **Instrucciones de uso del administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight**.

1.2.1 Pantalla del menú principal




La **barra de título** muestra la hora del día y la fecha. Consulte las explicaciones de los iconos que se visualizan en la **Barra de título** en el capítulo **Cómo funciona su administrador de diabetes** de las **Instrucciones de uso del administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight**.



1.2.2 Pantalla de estado



Cuando el medidor está sincronizado con el sistema de infusión, la pantalla de estado muestra el estado del sistema de infusión, así como información sobre la medición de glucemia válida más reciente.

Para obtener una descripción detallada de la sección Estado GC de la Pantalla de estado, consulte el capítulo **Cómo funciona su administrador de diabetes** de las **Instrucciones de uso del administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight**.

Para ver una versión a pantalla completa del estado del sistema de infusión o del estado de GC, toque esa parte de la pantalla de estado.



1	Nivel del cartucho Muestra las unidades de insulina que quedan en el cartucho.
2	Barra de progreso de bolo Representa visualmente la cantidad y la duración del bolo activo (no es visible si no se está administrando ningún bolo).
3	Icono de tipo de bolo Indica el tipo de bolo del bolo activo.
4	Barra de progreso de DBT Representa visualmente la cantidad y la duración de la dosis basal temporal activa.
5	Icono basal Indica un perfil basal activo  o una dosis basal temporal (DBT)  .
6	Dosis basal Indica la dosis basal en unidades por hora (U/h). Para las dosis basales temporales también muestra el valor porcentual del perfil basal activo del bloque de tiempo.

7	Insulina de bolo restante Indica las unidades de insulina restantes del bolo activo.
8	Tiempo restante DBT Indica el tiempo restante de la dosis basal temporal activa.
9	Estado del sistema de infusión Indica si el sistema de infusión está en marcha  o detenido  .
10	Icono de comunicación Indica que el medidor y el sistema de infusión se están comunicando.
11	Tiempo restante de bolo Indica la cantidad de tiempo restante de un bolo ampliado o multionda.
12	Nivel de pila del sistema de infusión Muestra la carga restante de la pila del sistema de infusión.

2 Puesta en marcha

2.1 Cargar la pila

Cargue la pila con el cable USB conectándolo a una toma de corriente o un ordenador. Utilice el cable USB y el adaptador de corriente USB suministrados con el medidor para evitar problemas al cargar la pila. Es preferible utilizar una toma de corriente para cargar la pila, puesto que es más rápido; tarda aproximadamente 3,5 horas en cargar una pila completamente vacía. Cargar el medidor desde un ordenador tarda mucho más tiempo. Utilice una toma de corriente cuando la carga de la pila sea extremadamente baja o no se haya cargado la pila desde hace mucho tiempo.

NOTA

- ▶ Permitir que la carga de la pila se agote por completo reduce la capacidad de la pila de conservar la carga. Se recomienda recargar la pila regularmente, por ejemplo una vez al día. Dejar el medidor enchufado al cargador no perjudica a la pila.
- ▶ No es posible realizar una medición de glucemia mientras el medidor está enchufado.



Cargar la pila utilizando una toma de corriente

1 Cubierta de plástico transparente



Botón de liberación

Si el adaptador de corriente ya está montado continúe con el paso 4. Para montar el adaptador de corriente, pulse el botón de liberación en el centro para retirar la cubierta de plástico transparente. Deslice la cubierta de plástico transparente en la dirección de la flecha.

2

Deslice la clavija dentada en el lugar donde se encontraba la cubierta de plástico transparente hasta que encaje perceptiblemente en su sitio. No intente forzar la clavija dentada. Solo es posible introducirla de una manera.

3



Enchufe el extremo grande del cable USB en el adaptador de corriente.

4




Enchufe el extremo pequeño del cable USB en el medidor.

5


Enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente. Si la carga de la pila es extremadamente baja, el medidor no se encenderá hasta que transcurran unos minutos.



Si la conexión es correcta, el medidor muestra la pantalla de carga de la pila durante 3 segundos.

La siguiente pantalla (pantalla del menú principal o pantalla de estado) muestra el icono de la pila  en modo de carga.

6

Cuando aparezca el icono de la pila cargada por completo , puede desenchufar el medidor.

Cargar la pila utilizando un ordenador

1




Enchufe el extremo pequeño del cable USB en el medidor.

2



Enchufe el extremo grande del cable USB en un puerto USB libre del ordenador. Si la carga de la pila es extremadamente baja, el medidor no se encenderá. Utilice una toma de corriente para cargar la pila.

3



Elija **Sólo carga**. Tiene la opción de elegir **Ajustar como predeterminado** para que esta pantalla no aparezca cada vez que conecte el cable USB a un ordenador. Seleccione **Aceptar**.

NOTA

- La pantalla **Opciones de conexión** no aparece si se ha elegido previamente **Ajustar como predeterminado**.
- Para cambiar el ajuste predeterminado, vaya al menú principal y seleccione **Comunicación > Ajustes**. Elija **Preguntar al conectar USB**. Seleccione **Guardar**.




NOTA

El ordenador tiene que estar encendido y no encontrarse en el modo de suspensión ni de hibernación para cargar la pila.




Si la conexión es correcta, el medidor muestra la pantalla de carga de la pila durante 3 segundos.

La siguiente pantalla (pantalla del menú principal o pantalla de estado) muestra el icono de la pila  en modo de carga.

**NOTA**

El ordenador no está cargando la pila si el medidor no muestra la pantalla de carga de la pila ni el icono de carga de la pila o si aparece la pantalla de información [Recargue pronto el medidor](#). Cargue la pila utilizando una toma de corriente.

4

Cuando aparezca el icono de la pila cargada por completo , puede desenchufar el medidor.

2.2 Asistente de configuración

La primera vez que encienda el medidor se activará el asistente de configuración. Es necesario completar el asistente de configuración antes de realizar una medición de glucemia por primera vez.

El asistente de configuración le ayuda a seleccionar los ajustes para:

- ▶ Idioma del medidor
- ▶ Hora y fecha
- ▶ Unidades (carbohidratos)
- ▶ Límites de advertencia para niveles de glucemia hipo (bajo) e hiper (alto)
- ▶ Bloques de tiempo
- ▶ Recomendación de bolo (opcional)
- ▶ Recordatorios de medición de glucemia (opcional)



ADVERTENCIA

Es importante que consulte al personal sanitario que le atiende para configurar sus ajustes personales de límites de advertencia, bloques de tiempo, recomendación de bolo y recordatorios de medición de glucemia.

NOTA

- ▶ El asistente de configuración se activará cada vez que encienda el medidor hasta que haya completado el proceso.
- ▶ Si apaga el medidor cuando se está ejecutando el asistente de configuración, tendrá que volver a confirmar todos los ajustes para poder completar el asistente de configuración.
- ▶ Para volver a una pantalla anterior del asistente de configuración seleccione [Atrás](#).
- ▶ Si decide no configurar la recomendación de bolo ni los recordatorios de medición de glucemia con el asistente de configuración, podrá ajustar estas funciones posteriormente. Para más información sobre cómo configurar estas funciones después de completar el asistente de configuración, consulte el apartado **Configurar la recomendación de bolo** en el capítulo **Cambiar los ajustes de recomendación de bolo** de las **Instrucciones de uso del administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight**.
- ▶ Los ajustes predeterminados en el medidor y los ajustes mostrados en estas instrucciones de uso son solo ejemplos.



2.3 Completar el asistente de configuración

Consulte el apartado **Información importante** de estas instrucciones de uso para obtener explicaciones detalladas sobre los distintos ajustes del asistente de configuración.

1

Tecla On/Off




Con el medidor apagado, pulse la tecla On/Off para encender el medidor.

2



El medidor vibra, emite un sonido y muestra esta imagen inicial brevemente (esta pantalla aparece cada vez que se enciende el medidor).


3



Elija el idioma deseado en la lista. Seleccione **Siguiente**.


4

Si utiliza el Software de configuración Accu-Chek 360°: conecte el medidor al ordenador, elija **Configuración PC** y después seleccione **Siguiente** para continuar con la configuración utilizando el software. No es necesario que realice el resto de los pasos de este apartado.



Para realizar la configuración del medidor elija **Manual**. Seleccione **Siguiente**.

5



Seleccione **12 hr** o **24 hr** para ajustar el formato de la hora si es necesario.

6

Ajuste la fecha y la hora.
Seleccione **Siguiente**.

7

Elija la unidad de carbohidratos adecuada. Seleccione **Siguiente**.

8

Ajuste los límites de advertencia **Hiper** (superior) e **Hipo** (inferior). Seleccione **Siguiente**.

9

Elija **Sí** para recibir recomendaciones de bolo. Elija **No** para no recibir recomendaciones de bolo. Seleccione **Siguiente**.

10

Primer bloque de tiempo

Hora de inicio

06	00
Horas	Min

Hora de finalización

11	00
Horas	Min

+

-

← Atrás
⊘ Cancelar
→ Siguiente

Ajuste la hora de inicio y la hora de finalización para el primer bloque de tiempo. Seleccione **Siguiente**.

11

Intervalo ideal predeterminado

Valor superior **140** mg/dL

Valor inferior **75** mg/dL

+

-

← Atrás
⊘ Cancelar
→ Siguiente

Ajuste el intervalo ideal. Seleccione **Siguiente**.

NOTA

Si elige no recibir recomendaciones de bolo, el asistente de configuración omite el paso 12.



12

Ajustes predeterminados

Relación de carbohidratos

1.0 U	:	12 g
Unidades		

Sensibilidad a la insulina

1.0 U	:	40 mg/dL
Unidades		


+

-

← Atrás
⊘ Cancelar
→ Siguiente


Ajuste la **Relación de carbohidratos** y la **Sensibilidad a la insulina**. Seleccione **Siguiente**.

13



Seleccione **Aceptar**.

14



Seleccione cualquier bloque de tiempo adicional para editar la **Hora de finalización**, el **Valor superior** y el **Valor inferior**. Seleccione **Siguiente** cuando haya terminado de editar los bloques de tiempo.

NOTA

- ▶ Si la recomendación de bolo está activada, también puede ajustar la relación de carbohidratos y la sensibilidad a la insulina para cada bloque de tiempo.
- ▶ Para restablecer los valores predeterminados de todos los bloques de tiempo editados seleccione **Cancelar** y después **Sí**. Con ello se reinicia el proceso de configuración del medidor.
- ▶ Si elige no recibir recomendaciones bolo, en la pantalla aparecerá **Hecho** en lugar de **Siguiente**. Seleccione **Hecho** para completar el asistente de configuración.



15

Eventos de salud	
Ejercicio 1	-30 %
Ejercicio 2	-50 %
Estrés	10 %
Enfermedad	0 %

Control: +, -, Siguiendo

Navegación: Atrás, Cancelar, Siguiendo

Ajuste el porcentaje para los eventos de salud deseados. Desplácese por la pantalla para ver opciones adicionales. Seleccione **Siguiendo**.

16

Opciones de recomendación	
Subida comida	100 mg/dL
Tamaño aperitivo	5 g
Tiempo acción	03:00 hh:mm
Tiempo retardo	01:30 hh:mm

Control: +, -, Hecho

Navegación: Atrás, Cancelar, Hecho

Ajuste los valores para **Subida comida**, **Tamaño aperitivo**, **Tiempo acción** y **Tiempo retardo**. Seleccione **Hecho** para completar el asistente de configuración.

NOTA

Consulte al personal sanitario que le atiende y lea el capítulo **Recomendación de bolo** de las **Instrucciones de uso del administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight** para obtener ayuda con los ajustes del asistente de configuración.



2.4 Información importante

2.4.1 Unidad de carbohidratos

El medidor le permite elegir entre diferentes unidades de carbohidratos la más adecuada para sus necesidades. Están disponibles las siguientes unidades de carbohidratos:

Abreviación	Unidad de medida	Equivalente en gramos
g	Gramos	1 gramo
KE	Kohlenhydrateinheit (unidad de carbohidratos)	10 gramos
BE	Bread Equivalent (unidad de pan)	12 gramos
CC	Carbohydrate Choice (unidad de carbohidratos)	15 gramos

NOTA

Los equivalentes en gramos para KE, BE y CC se pueden cambiar utilizando el Software de configuración Accu-Chek 360°. Los equivalentes en gramos predeterminados se muestran en la tabla anterior.

**2.4.2 Límites de advertencia**

Puede seleccionar los límites de advertencia hiper (alto) e hipo (bajo) que mejor se adapten a sus necesidades.

Si un resultado de glucemia está por encima del límite de advertencia hiper o por debajo del límite de advertencia hipo, el medidor muestra una advertencia.

- ▶ Ajuste el límite de advertencia hiper con un valor superior al intervalo ideal de todos los bloques de tiempo.
- ▶ Ajuste el límite de advertencia hipo con un valor inferior al intervalo ideal de todos los bloques de tiempo.

2.4.3 Bloques de tiempo

La configuración de bloques de tiempo adaptados a sus horarios le ayuda a usted y al personal sanitario que le atiende a ver cómo las actividades diarias y su estilo de vida pueden afectar a las pautas de los niveles de glucemia.

Los bloques de tiempo se combinan para cubrir un periodo de 24 horas.

El medidor dispone de 4 bloques de tiempo predeterminados. Es posible configurar hasta 8 bloques de tiempo como máximo. Es posible cambiar el periodo de tiempo para cualquiera de los bloques de tiempo predeterminados.

Para completar el asistente de configuración es necesario completar y guardar los ajustes predeterminados para los bloques de tiempo. Cada bloque de tiempo debe ser como mínimo de 15 minutos y solo se puede ajustar en incrementos de 15 minutos. El medidor toma automáticamente la hora de finalización ajustada para un bloque de tiempo como hora de inicio del siguiente bloque.

Es posible ajustar un intervalo ideal de glucemia diferente para cada bloque de tiempo. El intervalo ideal para cada bloque de tiempo debe estar dentro de los límites de advertencia hipo e hiper.

Cuando están configurados los bloques de tiempo predeterminados, los ajustes se aplican a todos los demás bloques de tiempo. Si la recomendación de bolo está configurada, también tiene que ajustar la relación de carbohidratos y la sensibilidad a la insulina para el bloque de tiempo predeterminado. Es posible ajustar una relación de carbohidratos y una sensibilidad a la insulina diferentes para cada bloque de tiempo.

Consulte al personal sanitario que le atiende sobre la configuración de los bloques de tiempo.

2.4.4 Recomendación de bolo

La función de recomendación de bolo calcula un bolo personalizado adaptado a la hora del día y a las distintas situaciones del usuario. Esta función solamente está activada cuando se ha configurado la recomendación de bolo en el medidor.

Las recomendaciones de bolo proporcionadas por el medidor están concebidas únicamente como sugerencia.

Para más información detallada sobre la recomendación de bolo, consulte el capítulo **Recomendación de bolo** de las **Instrucciones de uso del administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight**.

Relación de carbohidratos

La relación de carbohidratos es la cantidad de insulina necesaria para compensar una determinada cantidad de carbohidratos.

Consulte al personal sanitario que le atiende para determinar la relación de carbohidratos adecuada para usted.

Sensibilidad a la insulina

La sensibilidad a la insulina es la cantidad de insulina necesaria para reducir el nivel de glucemia en una cantidad determinada.

Consulte al personal sanitario que le atiende para determinar los ajustes de sensibilidad a la insulina adecuados para usted.

Eventos de salud

Los eventos de salud se pueden seleccionar para indicar cómo se siente o que está realizando una actividad que pueda afectar a su nivel de glucemia. Existe la opción de ajustar un porcentaje para cada evento de salud que ajuste la recomendación de bolo.

Los eventos de salud disponibles en el medidor son:

- ▶ Ejercicio 1
- ▶ Ejercicio 2
- ▶ Estrés
- ▶ Enfermedad
- ▶ Premenstrual
- ▶ Personalizado (1–3)

Un porcentaje positivo aumenta la cantidad de bolo y un porcentaje negativo (-) reduce la cantidad de bolo. Consulte al personal sanitario que le atiende para determinar el porcentaje adecuado para cada evento de salud.

Opciones de recomendación

Las opciones de recomendación son: Subida comida, Tamaño aperitivo, Tiempo acción y Tiempo retardo. A continuación se describe detalladamente cada uno de estos ajustes.

Subida comida

Un aumento del nivel de glucemia durante o después de las comidas se considera normal dentro de un rango determinado, aunque se haya administrado un bolo.

Introduzca el aumento máximo permitido del nivel de glucemia después de una comida que no necesita un bolo corrector adicional.

Tamaño aperitivo

El tamaño del aperitivo define un umbral de carbohidratos por encima del cual se origina una subida tras la comida.

Tiempo acción

Es el periodo de tiempo desde el inicio de un bolo hasta que el nivel de glucemia ha regresado al nivel ideal.

Puede ajustar la duración del tiempo de acción en función de sus necesidades individuales, dentro de un intervalo específico (de 1 ½ a 8 horas). Si no está seguro de cuál es el tiempo de acción adecuado para usted, consulte al personal sanitario que le atiende.

El tiempo de acción total incluye el tiempo de retardo.

Tiempo retardo

El tiempo de retardo es el periodo de tiempo esperado para que la insulina empiece a reducir los niveles de glucemia en el cuerpo.

3 Comunicación entre el medidor y el sistema de infusión


3.1 Sincronizar el medidor con el sistema de infusión

Antes de poder controlar el sistema de infusión con el medidor, es necesario que el medidor y el sistema de infusión estén sincronizados. Si ha obtenido el medidor y el sistema de infusión como un kit, ya están sincronizados.

Cuando el medidor y el sistema de infusión están sincronizados, los ajustes de sincronización se guardan en ambos dispositivos, de modo que no es necesario repetir la sincronización. Si la comunicación entre el medidor y el sistema de infusión se detiene o interrumpe por algún motivo, los dispositivos restablecerán la comunicación automáticamente cuando ambos se encuentren dentro del alcance de la comunicación y la pantalla del sistema de infusión no esté activa.


Menú principal > Comunicación > Configurar sincronización nueva > Dispositivos

1



En el Menú principal del medidor, seleccione **Comunicación**.

2




Seleccione **Sincronización nueva**.

3




El medidor muestra la pantalla **Preparar dispositivo**.




Seleccione **Ajustes** en el sistema de infusión.

4




Seleccione **Comunicación**.

5



Seleccione **Agregar dispositivo**.




El sistema de infusión muestra la pantalla **Agregar dispositivo** con el número de serie del sistema de infusión.

6



Seleccione **Siguiente** en el medidor.




El medidor muestra la pantalla **Buscando** mientras busca dispositivos Bluetooth detectables.

NOTA

- ▶ El medidor solo se puede sincronizar con 1 sistema de infusión a la vez. Si uno de los dispositivos estuvo sincronizado previamente con un dispositivo distinto (por ejemplo, si se trata de un medidor o sistema de infusión de sustitución), es necesario eliminar primero la sincronización anterior. Consulte el apartado **Desincronizar el medidor del sistema de infusión** de este capítulo para obtener instrucciones sobre cómo desincronizar los dispositivos.
- ▶ Cuando está en el modo Agregar dispositivo, el sistema de infusión envía una señal que puede ser detectada por otros dispositivos para sincronizarse con él.
- ▶ Para instrucciones detalladas sobre cómo ajustar el sistema de infusión en el modo Agregar dispositivo, consulte las **Instrucciones de uso del sistema de infusión de insulina Accu-Chek Insight**.




7



Selecione en la lista el número de serie que coincida con el que aparece en la pantalla del sistema de infusión.




El medidor intenta sincronizarse con el sistema de infusión y muestra la pantalla **Sincronización**.




El sistema de infusión muestra la pantalla **Agregar dispositivo**.

8



Compruebe que el código PIN del medidor coincide con el que aparece en la pantalla del sistema de infusión. Seleccione **Sí** en el medidor.



Confírmelo en el sistema de infusión.

NOTA

- ▶ Si el código PIN y el número de serie no coinciden con los mostrados en el dispositivo que desea sincronizar con el medidor, seleccione **No**.
- ▶ Si el medidor no se puede sincronizar con el dispositivo seleccionado, aparecerá la pantalla **Dispositivo no sincronizado**. Seleccione **Aceptar** para volver al menú **Comunicación**.



9



Seleccione **Aceptar**.

NOTA

- ▶ La comunicación Bluetooth inalámbrica tiene que estar encendida y el medidor tiene que estar conectado al sistema de infusión para poder ejecutar funciones del sistema de infusión utilizando el medidor.
- ▶ Cuando el medidor está sincronizado con el sistema de infusión, la pantalla de inicio predeterminada en el medidor cambia de la pantalla del [Menú principal](#) a la pantalla [Estado](#). Para más información sobre la pantalla [Estado](#), consulte el apartado **Pantalla de inicio** del capítulo **Vista general** de estas instrucciones de uso.
- ▶ Si se ha perdido la comunicación entre el medidor y el sistema de infusión y se produce un error en el sistema de infusión, el mensaje de error no se visualiza en el medidor. Si enciende el medidor y vuelve a conectarlo con el sistema de infusión, el mensaje de error se visualiza en el medidor.



3.2 Desincronizar el medidor del sistema de infusión


Menú principal > Comunicación > Sincronizaciones actuales

1




En el Menú principal, seleccione **Comunicación**.

2



Seleccione **Sincronizaciones actuales**.

3



Seleccione **X** junto al nombre del sistema de infusión.

4



Seleccione **Sí**.

NOTA

Este proceso elimina la sincronización en el medidor y termina la comunicación entre el medidor y el sistema de infusión. Consulte las instrucciones para eliminar la información de sincronización en el sistema de infusión en las **Instrucciones de uso del sistema de infusión de insulina Accu-Chek Insight**.



4

Controlar el sistema de infusión con el medidor

ADVERTENCIA

Compruebe su nivel de glucemia y reemplace la insulina no administrada inmediatamente si la administración de insulina se interrumpe por cualquier motivo.

Por ejemplo, en los siguientes casos:

- ▶ Usted detiene el sistema de infusión.
- ▶ Hay un problema técnico con el sistema de infusión.
- ▶ El cartucho y/o el set de infusión gotean.
- ▶ Hay una oclusión en el set de infusión.
- ▶ La cánula se ha deslizado fuera del set de infusión.

ADVERTENCIA


Si la comunicación entre el sistema de infusión y el medidor se interrumpe o no se puede volver a establecer por algún motivo, el medidor muestra el mensaje de mantenimiento **M-68 No hay conexión**. En este caso, utilice el sistema de infusión como un dispositivo independiente.

4.1 Acceder al menú del sistema de infusión

Cuando el medidor está sincronizado con el sistema de infusión, en el medidor están habilitadas determinadas funciones a distancia que no estaban disponibles previamente. Puede acceder a dichas funciones desde el [Menú sistema de infusión](#).

Menú principal > Sistema de infusión

1






Seleccione [Sistema de infusión](#) en el Menú principal.

4.2 Interpretar las pantallas del menú del sistema de infusión en el medidor

El **Menú sistema de infusión** contiene las siguientes opciones:



Opción de menú	Descripción
Bolo	Programar y administrar bolos, así como crear y modificar bolos personalizados
Basal	Programar, crear y modificar dosis basales temporales (DBT) así como programar y activar perfiles basales
Detener sistema de infusión	Detener la administración de insulina
Iniciar sistema de infusión	Iniciar la administración de insulina
Datos del sistema de infusión	Ver informes de datos de eventos, bolos y DBT, así como totales diarios, temporizador del sistema de infusión e información sobre la versión del software
Modos	Ajustar modos de señales y activar/desactivar el modo avión
Ajustes	Programar recordatorio del sistema de infusión y acceder a ajustes del dispositivo, de terapia y de hora y fecha

Icono	Descripción
 Icono de sistema de infusión detenido	Indica que el sistema de infusión se ha detenido. Aquí también pueden aparecer los iconos del sistema de infusión en marcha y del sistema de infusión pausado.
 Icono de sistema de infusión en marcha	(No se muestra) Indica que el sistema de infusión está en marcha.
 Icono de sistema de infusión pausado	(No se muestra) Indica que el sistema de infusión ha sido pausado.

NOTA

Si se emite una advertencia o se produce un error en el sistema de infusión mientras se está comunicando con el medidor, el mensaje de advertencia o error se visualiza en el medidor. Pulse Aceptar en el medidor para descartar la advertencia o el error en ambos dispositivos. Sin embargo, recuerde que deberá realizar las acciones recomendadas en el mensaje; al pulsar Aceptar estas acciones no se realizan automáticamente.



4.3 Detener el sistema de infusión


Menú principal > Sistema de infusión > Detener sistema infusión

1




En el [Menú sistema de infusión](#), seleccione [Detener sistema infusión](#). Se detiene la administración de insulina desde el sistema de infusión.

2



Seleccione [Sí](#).

3




El medidor muestra la pantalla de estado, que indica que el sistema de infusión se ha detenido.

4.4 Iniciar el sistema de infusión


Menú principal > Sistema de infusión > Iniciar sistema infusión

1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Iniciar sistema infusión**. Se inicia la administración de insulina desde el sistema de infusión.

2



Seleccione **Sí**.

3



El medidor muestra la pantalla de estado, que indica que se ha iniciado el sistema de infusión.

5 Realizar mediciones de glucemia

5.1 Realizar una medición de glucemia

NOTA

- ▶ Necesita el medidor, una tira reactiva, un dispositivo de punción y una lanceta.
- ▶ Configure el medidor antes de realizar la primera medición de glucemia.
- ▶ No es posible realizar una medición de glucemia mientras el medidor está enchufado.
- ▶ En ocasiones se utiliza la abreviación GC para referirse a la glucemia; el significado es el mismo.




1



Lávese las manos y séqueselas. Prepare el dispositivo de punción.

2



Compruebe la fecha de caducidad indicada en el tubo de tiras reactivas. No use las tiras reactivas pasada su fecha de caducidad.



Inserte la tira reactiva en el medidor según la dirección de las flechas. El medidor se enciende.


NOTA

- ▶ No toque la tira reactiva con la gota de sangre antes de que aparezca la pantalla **Aplicar gota**.
- ▶ Tenga cuidado de que no entren fluidos en la ranura de la tira reactiva.
- ▶ Si se produce un error de la tira reactiva, retire la tira reactiva y deséchela. Repita la medición con una tira reactiva nueva.
- ▶ No aplique la gota de sangre en la tira reactiva antes de insertarla en el medidor.
- ▶ Cuando hay una tira reactiva dentro del medidor, las teclas y las selecciones de la pantalla táctil están inactivadas, incluida la tecla On/Off. Las teclas se activan al retirar la tira reactiva o cuando ha finalizado la medición.
- ▶ Otras formas de iniciar una medición de glucemia:
 - En el menú principal seleccione **Medidor** > **Medición de GC** o seleccione **Bolo** > **Medición de GC**. Inserte una tira reactiva en el medidor.
 - Cuando se visualice una notificación de recordatorio de medición, inserte una tira reactiva en el medidor.



Durante algunos segundos aparece en la pantalla una imagen del tubo de tiras reactivas. Continúe con el paso siguiente.

4



Aparece la pantalla **Aplicar gota**. Realice una punción en la yema del dedo con el dispositivo de punción.

5



Presione ligeramente el dedo para estimular el flujo sanguíneo. Esto le ayuda a obtener una gota de sangre.


6



Roce el **borde delantero** de la ventana amarilla de la tira reactiva con la gota de sangre. No aplique sangre encima de la tira reactiva.



Cuando hay suficiente sangre en la tira reactiva aparece la pantalla **Analizando**.




El resultado aparece en la pantalla.

NOTA

- ▶ Para más información sobre los resultados de glucemia, consulte los apartados **Interpretar los resultados de glucemia** y **Resultados de glucemia no esperados** de las **Instrucciones de uso del administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight**.
- ▶ El resultado de glucemia debe utilizarse en un plazo de 10 minutos para la recomendación de bolo.



7



Tras 3 segundos aproximadamente aparece la pantalla **Detalles result. GC**. Retire y deseche la tira reactiva usada. Realice una de las siguientes acciones:


- Complete la medición de glucemia sin añadir información ni administrar un bolo: Seleccione **Hecho**.

- Si la recomendación de bolo está activada: vaya al apartado **Administrar un bolo usando la recomendación de bolo** en el capítulo **Administrar bolos** de estas instrucciones de uso.

- Si la recomendación de bolo no está activada:
 - Añada información para guardarla junto con el resultado de glucemia: continúe hasta el apartado siguiente **Añadir información a un resultado de glucemia**. Un bolo se puede administrar después de añadir la información.
 - Administre un bolo sin añadir información: seleccione **Bolo** y vaya al apartado **Administrar un bolo sin recomendación de bolo** de este capítulo.

5.2 Añadir información a un resultado de glucemia


Añadir información en los campos de entrada le proporciona un registro de las circunstancias en el momento de obtener el resultado de glucemia. La información será útil posteriormente para determinar pautas en sus niveles de glucemia. Los pasos de este apartado solo son aplicables si no se está utilizando la función de recomendación de bolo. Si la recomendación de bolo está activada, vaya al apartado **Administrar un bolo usando la recomendación de bolo** en el capítulo **Administrar bolos** de estas instrucciones de uso.



Para añadir una entrada, selecciónela y siga las instrucciones de la página siguiente.


Pantallas para añadir entradas para detalles de resultado de glucemia

Hora de la comida




Elija la hora de la comida.
Seleccione **Guardar**.

Carbohidratos



Ajuste la cantidad de
carbohidratos ingeridos.
Seleccione **Guardar**.

Eventos de salud



Elija hasta 4 eventos de
salud. Seleccione **Guardar**.

NOTA

Si la recomendación de bolo está activada y se han elegido varios eventos de salud, la pantalla “Ajuste” del medidor de glucemia muestra el valor “---%”. Es obligatorio introducir un porcentaje de evento de salud resumido, incluso si este porcentaje es cero.



Nota

Escriba una nota (de hasta 60 caracteres) para guardarla con este registro.

Seleccione ✓.

2

Realice una de las siguientes acciones:

- ▶ Guarde las entradas y continúe con la administración de bolo: Seleccione **Bolo** y continúe.
- ▶ Guarde las entradas y no continúe con la administración de bolo: Seleccione **Hecho**.

5.3 Administrar un bolo sin recomendación de bolo

Resultado de glucemia
No med. GC aparece en la pantalla cuando han transcurrido 10 minutos o más desde que se ha obtenido el último resultado de glucemia.

Cantidad de carbohidratos
Si no se ha introducido ninguna cantidad, aparece
No hay entradas.

Tipo de bolo
Véase la tabla siguiente.

Bolo	
153 mg/dL	1.00 U
Carbohid. 50 g	5.00 U
Tipo de bolo Estándar	6.00 U
+ - Atrás Siguiete	

Bolo total
Suma de las cantidades de bolo corrector y bolo de carbohidratos.

Bolo corrector
Insulina para que una glucemia fuera del intervalo vuelva a estar dentro de un valor ideal.

Bolo de carbohidratos
Insulina para compensar la comida ingerida.

NOTA

Cuando aparece la pantalla **Bolo** por primera vez no hay cantidades de bolo. Usted debe introducir las cantidades de bolo.




Tipo de bolo

Al programar un bolo sin usar la recomendación de bolo, el tipo de bolo predeterminado mostrado en el medidor varía dependiendo del estado de comunicación con el sistema de infusión.

Condición	Tipo de bolo
El medidor se está comunicando con el sistema de infusión y el bolo estándar está disponible desde el sistema de infusión.	El tipo de bolo está ajustado inicialmente en Estándar. El tipo de bolo se puede cambiar.
El medidor se está comunicando con el sistema de infusión y el bolo estándar no está disponible desde el sistema de infusión.	El tipo de bolo está ajustado inicialmente en Manualm. en sistema de infusión. El tipo de bolo se puede cambiar.
El medidor está sincronizado con un sistema de infusión y no se está comunicando con el sistema de infusión.	El tipo de bolo está ajustado inicialmente en Manualm. en sistema de infusión. El tipo de bolo se puede cambiar.
El medidor está sincronizado con un sistema de infusión y se está comunicando con el sistema de infusión, pero éste está pausado o detenido.	El tipo de bolo está ajustado inicialmente en Bolígrafo/Jeringa. El tipo de bolo se puede cambiar.
El medidor no está sincronizado con ningún sistema de infusión.	No se visualiza la tecla Tipo de bolo. El tipo de bolo está ajustado en Bolígrafo/Jeringa y no se puede cambiar.

5.3.1 Administrar un bolo estándar sin recomendación de bolo

1




Si es necesario, cambie a bolo **Estándar** seleccionando **Tipo de bolo**. En otro caso continúe con el paso 3.

2



Elija **Estándar**. Seleccione **Guardar**.

3



Introduzca las cantidades de bolo según sea necesario. Para introducir una cantidad de bolo, seleccione el campo de entrada del bolo corrector, bolo de carbohidratos o bolo total para ajustar la cantidad.

NOTA

- ▶ Si ajusta primero el bolo corrector o el bolo de carbohidratos: la capacidad de editar el bolo total está deshabilitada; no obstante el bolo total se actualiza correspondientemente.
- ▶ Si ajusta primero el bolo total: la capacidad de editar el bolo corrector y el bolo de carbohidratos está deshabilitada; no obstante el bolo corrector se actualiza correspondientemente.



4

Bolo	
153 mg/dL	1.00 u
Carbohid. 50 g	5.00 u
Tipo de bolo Estándar	6.00 u
<div>+ -</div>	
Atrás	Siguiente


Seleccione **Siguiente**.

5


Bolo estándar	
Ajustar cant. inmediata	6.0 u
<div>+ -</div>	
Atrás	Siguiente

Seleccione **Siguiente**.

6



Seleccione **Atrás** para ajustar el bolo o seleccione **Aceptar** para administrar el bolo.



El sistema de infusión administra el bolo y el medidor muestra la pantalla de estado con la información del bolo actual.

5.3.2 Administrar un bolo ampliado sin recomendación de bolo

1

Bolo	
153 mg/dL	0.00 U
Carbohid. 50 g	0.00 U
Tipo de bolo Estándar	
0.00 U	
+	
-	
Atrás	Siguiente

Seleccione **Tipo de bolo**.

2

Tipo de bolo	
<input type="radio"/>	Estándar
<input checked="" type="radio"/>	Ampliado
<input type="radio"/>	Multionda
<input type="radio"/>	Boligrafo/Jeringa
<input type="radio"/>	Manualm. sist. infusión
Cancelar	
Guardar	

Elija **Ampliado**. Seleccione **Guardar**.

NOTA

El bolo ampliado solo está disponible si se ha introducido un bolo de carbohidratos.



3

Bolo	
153 mg/dL	0.00 U
Carbohid. 50 g	0.00 U
Tipo de bolo Ampliado	
0.00 U	
+	
-	
Atrás	Siguiente

Introduzca las cantidades de bolo según sea necesario. Para introducir la cantidad de bolo, seleccione el campo de entrada del bolo corrector, bolo de carbohidratos o bolo total para ajustar la cantidad.

4

153 mg/dL	1.00 U
Carbohid. 50 g	5.00 U

Tipo de bolo: Ampliado 6.00 U

+ -

Atrás Siguiente

Seleccione **Siguiente**.

5

Bolo ampliado

Ajustar cant. retardada 6.0 U

Ajustar durac. retardo 04:00 hh:mm

+ -

Atrás Siguiente

Seleccione **Ajustar durac. retardo**. Seleccione **Siguiente**.

6

Inform. sist. infusión

Administrar bolo ampliado

Cantid. retardada: 6.0U

Duración retardo: 04:00

Atrás Aceptar

Seleccione **Atrás** para cambiar un ajuste o seleccione **Aceptar** para administrar el bolo.

Estado sistema de infusión

6.0U 04:00

Cartucho 175U Pila 50%

Estado GC

153 mg/dL

29 mar 2018 08:59

Antes com. 50 g

Menú principal Cancelar bolo Notas rápidas

El sistema de infusión administra el bolo y el medidor muestra la pantalla de estado con la información del bolo actual.

5.3.3 Administrar un bolo multionda sin recomendación de bolo

1

Bolo	
153 mg/dL	0.00 U
Carbohid. 50 g	0.00 U
Tipo de bolo Estándar	
0.00 U	
<div>+ -</div>	
Atrás	Siguiente

Introduzca las cantidades de bolo según sea necesario. Para introducir una cantidad de bolo, seleccione el campo de entrada del bolo corrector, bolo de carbohidratos o bolo total para ajustar la cantidad.

2

Bolo	
153 mg/dL	1.00 U
Carbohid. 50 g	5.00 U
Tipo de bolo Estándar	
6.00 U	
<div>+ -</div>	
Atrás	Siguiente

Seleccione **Tipo de bolo**.

NOTA

El bolo multionda solo está disponible si se ha introducido un bolo de carbohidratos.



3

Tipo de bolo	
<input type="radio"/>	Estándar
<input type="radio"/>	Ampliado
<input checked="" type="radio"/>	Multionda
<input type="radio"/>	Boligrafo/Jeringa
<input type="radio"/>	Manualm. sist. infusión
<div>Cancelar Guardar</div>	

Elija **Multionda**. Seleccione **Guardar**.

NOTA

- ▶ Si ajusta primero el bolo corrector o el bolo de carbohidratos: la capacidad de editar el bolo total está deshabilitada; no obstante el bolo total se actualiza correspondientemente.
- ▶ Si ajusta primero el bolo total: la capacidad de editar el bolo corrector y el bolo de carbohidratos está deshabilitada; no obstante el bolo corrector se actualiza correspondientemente.
- ▶ Si se introduce un bolo de carbohidratos y no se ha introducido una cantidad de carbohidratos (el valor de **Carbohidratos** es **No hay entradas** en el paso 2), debería replantearse introducir una cantidad de carbohidratos. Seleccione **Atrás** para introducir una cantidad. Aunque no es obligatorio introducir una cantidad, cuanto más completos sean los datos, más precisas serán las futuras recomendaciones de bolo cuando se utilice la función de recomendación de bolo.



4


Bolo	
153 mg/dL	1.00 u
Carbohid. 50 g	5.00 u
Tipo de bolo Multionda	6.00 u
<div style="text-align: center;"> <div>+</div> <div>−</div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ← Atrás Siguiente → </div>	

Seleccione **Siguiente**.


5

Bolo multionda	
Ajustar cant. inmediata	2.0 u
Ajustar cant. retardada	4.0 u
Ajustar durac. retardo	2:30 hh:mm
<div style="text-align: center;"> <div>+</div> <div>−</div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ← Atrás Siguiente → </div>	

Ajuste la **cantidad inmediata**, la **cantidad retardada** y la **duración de retardo**. Seleccione **Siguiente**.



Seleccione **Atrás** para cambiar un ajuste o seleccione **Aceptar** para administrar el bolo.



El sistema de infusión administra el bolo y el medidor muestra la pantalla de estado con la información del bolo actual.

5.3.4 Administrar un bolo por bolígrafo/jeringa sin recomendación de bolo

1




Si es necesario, cambie a bolo por **Bolígrafo/Jeringa** seleccionando **Tipo de bolo**. En otro caso continúe con el paso 3.

2



Elija **Bolígrafo/Jeringa**.
Selecione **Guardar**.

3



Introduzca las cantidades de bolo según sea necesario. Para introducir una cantidad de bolo, seleccione el campo de entrada del bolo corrector, bolo de carbohidratos o bolo total para ajustar la cantidad.

NOTA

- ▶ Si ajusta primero el bolo corrector o el bolo de carbohidratos: la capacidad de editar el bolo total está deshabilitada; no obstante el bolo total se actualiza correspondientemente.
- ▶ Si ajusta primero el bolo total: la capacidad de editar el bolo corrector y el bolo de carbohidratos está deshabilitada; no obstante el bolo corrector se actualiza correspondientemente.




4

Bolo	
153 mg/dL	1.00 U
Carbohid. 50 g	5.00 U
<hr/>	
Tipo de bolo Bolígrafo/Jerin.	6.00 U
<div><div>+</div><div>-</div></div>	
<div>Atrás</div> <div>Siguiente</div>	

Seleccione **Siguiente**.


5

Información medidor

Administrar bolo con bolígrafo/jeringa
Usar bolígrafo o jeringa para administrar 6.0 U.
<div>Atrás</div> <div>Aceptar</div>

Seleccione **Atrás** para ajustar la cantidad de bolo o seleccione **Aceptar**. Administre el bolo con un bolígrafo o jeringa de insulina.


5.3.5 Administrar un bolo manualmente en el sistema de infusión sin recomendación de bolo

1




Si es necesario, cambie a bolo **Manualm. en sistema de infusión** seleccionando **Tipo de bolo**. En otro caso continúe con el paso 3.

2



Elija **Manualm. en sistema de infusión**. Seleccione **Guardar**.

3



Introduzca las cantidades de bolo según sea necesario. Para introducir una cantidad de bolo, seleccione el campo de entrada del bolo corrector, bolo de carbohidratos o bolo total para ajustar la cantidad.

NOTA

- ▶ Si ajusta primero el bolo corrector o el bolo de carbohidratos: la capacidad de editar el bolo total está deshabilitada; no obstante el bolo total se actualiza correspondientemente.
- ▶ Si ajusta primero el bolo total: la capacidad de editar el bolo corrector y el bolo de carbohidratos está deshabilitada; no obstante el bolo corrector se actualiza correspondientemente.




4

Bolo	
153 mg/dL	1.00 U
Carbohid. 50 g	5.00 U
Tipo de bolo Manual	6.00 U
<div>+ -</div>	
Atrás	Siguiente

Seleccione **Siguiente**.

5

Inform. sist. infusión



Administrar bolo manual
en el sistema de infusión

Programar bolo en
sistema de infusión para
administrar 6.0 U.

Atrás Aceptar

Seleccione **Atrás** para ajustar la cantidad de bolo o seleccione **Aceptar** para registrar el bolo. Programe el sistema de infusión para administrar el bolo.

6 Administrar bolos


NOTA

- ▶ Para una explicación detallada de los bolos estándar, ampliados y multionda, consulte las **Instrucciones de uso del sistema de infusión de insulina Accu-Chek Insight**.
- ▶ Las funciones relacionadas con el tiempo de latencia solo aparecen en el medidor si se ha habilitado el tiempo de latencia en el sistema de infusión.




6.1 Programar y administrar un bolo estándar

Menú principal > Sistema de infusión > Bolo > Bolo estándar




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Bolo**.




Seleccione **Bolo estándar**.

3



Ajuste la **cantidad inmediata**.
Seleccione **Siguiente**.

4




Seleccione **Aceptar**.

NOTA

Si selecciona **Atrás**,
regresará a la pantalla
anterior sin administrar
un bolo.




5




El sistema de infusión
administra el bolo y el
medidor muestra la pantalla
de estado con la información
del bolo actual.

6.2 Programar y administrar un bolo ampliado

Menú principal > Sistema de infusión > Bolo > Bolo ampliado



En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Bolo**.




Seleccione **Bolo ampliado**.

3



Ajuste la **cantidad retardada** y la **duración de retardo**.
 Seleccione **Siguiente**.

4



Seleccione **Aceptar**.

NOTA

Si selecciona **Atrás**, regresará a la pantalla anterior sin administrar un bolo.



5




El sistema de infusión administra el bolo y el medidor muestra la pantalla de estado con la información del bolo actual.

6.3 Programar y administrar un bolo multionda


Menú principal > Sistema de infusión > Bolo > Bolo multionda

1



En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Bolo**.

2



Seleccione **Bolo multionda**.

3

Bolo multionda

Ajustar cant. inmediata	2.0 u
Ajustar cant. retardada	4.0 u
Ajustar durac. retardo	2:30 hh:mm

+

-

Atrás Siguiente

Ajuste la **cantidad inmediata**, la **cantidad retardada** y la **duración de retardo**.
 Seleccione **Siguiente**.

4

Inform. sist. infusión

Administrar bolo multionda

Cantid. total bolo:	6.0U
Cantid. inmediata:	2.0U
Cantid. retardada:	4.0U
Duración retardo:	02:30

Atrás Aceptar

Seleccione **Aceptar**.

NOTA

Si selecciona **Atrás**, regresará a la pantalla anterior sin administrar un bolo.



5

09:29 29 mar 2018

Estado sistema de infusión

6.0U 02:30

Cartucho 175U Pila 50%

Estado GC

153 mg/dL

29 mar 2018 08:59

Antes com. 50 g

Menú principal Cancelar bolo Notas rápidas

El sistema de infusión administra el bolo y el medidor muestra la pantalla de estado con la información del bolo actual.

6.4 Crear y administrar un bolo personalizado


Menú principal > Sistema de infusión > Bolo > Bolo personalizado

NOTA

- ▶ Si la función de tiempo de latencia está habilitada en el sistema de infusión, es posible ajustar el **tiempo de latencia** para cada tipo de bolo cuando se crea un bolo personalizado.
- ▶ Cuando el tiempo de latencia está ajustado se aplica únicamente a la administración del bolo actual, y no se guarda con los demás ajustes de un bolo personalizado.




1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Bolo**.

2




Seleccione **+** **Bolo nuevo**.

3



Seleccione el tipo de bolo para el bolo personalizado (estándar, ampliado o multionda).


4



Cambie los ajustes para el tipo de bolo seleccionado.


Tipo de bolo	Ajustes
Bolo estándar personalizado	Ajustar cant. inmediata.
Bolo ampliado personalizado	Ajustar cant. retardada y Ajustar durac. retardo.
Bolo multionda personalizado	Ajustar cant. inmediata, Ajustar cant. retardada y Ajustar durac. retardo.

5




Seleccione **Editar nombre**.

6



Escriba el nombre que desea utilizar para el bolo personalizado. Seleccione ✓.

7




Seleccione **Siguiente** para administrar el bolo o **Guardar** para guardar el bolo y usarlo en el futuro sin administrarlo inmediatamente.

NOTA

- ▶ Si selecciona **Atrás**, regresará a la pantalla anterior sin administrar un bolo.
- ▶ Los bolos personalizados guardados aparecen en la lista de bolos disponibles en el menú **Bolo** y en el sistema de infusión.




8



Seleccione **Aceptar** para administrar el bolo.

9




El sistema de infusión administra el bolo y el medidor muestra la pantalla de **Estado** con la información del bolo actual.

6.5 Eliminar un bolo personalizado


Menú principal > Sistema de infusión > Bolo

1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Bolo**.

2



Seleccione **X** al lado del bolo personalizado que desea eliminar.

3



Seleccione **Aceptar**.

6.6 Cancelar un bolo

6.6.1 Cancelar un bolo desde la pantalla de estado

Menú principal > Estado

1




En el Menú principal, seleccione  Estado.

2



Seleccione  Cancelar bolo.

3




Seleccione el bolo que desea cancelar.



NOTA

Si solo se está administrando un bolo, el medidor pasa al paso 3. Continúe con el paso 4.

4



Seleccione **Aceptar**. La administración del bolo se ha cancelado.




NOTA

Si selecciona **Atrás**, regresará a la pantalla anterior sin cancelar el bolo.

6.6.2 Cancelar un bolo desde el menú del sistema de infusión


Menú principal > Sistema de infusión > Bolo

1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Bolo**.

2



Seleccione **Cancelar bolo**.

3




Seleccione el bolo que desea cancelar.



NOTA

Si solo se está administrando un bolo, el medidor pasa al paso 3. Continúe con el paso 4.

4



Seleccione **Aceptar**. La administración del bolo se ha cancelado.



NOTA

Si selecciona **Atrás**, regresará a la pantalla anterior sin cancelar el bolo.

6.7 Administrar un bolo usando la recomendación de bolo

Con el medidor y el sistema de infusión sincronizados y la recomendación de bolo activada, es posible programar y administrar bolos con el sistema de infusión directamente desde el menú [Recomendación de bolo](#) del medidor.

Es necesario que se cumplan las siguientes condiciones antes de administrar un bolo usando la recomendación de bolo:

- ▶ El medidor tiene que estar sincronizado con el sistema de infusión.
- ▶ El sistema de infusión debe estar en modo RUN.
- ▶ La recomendación de bolo tiene que estar habilitada en el medidor.

NOTA

- ▶ Cuando el medidor está sincronizado con el sistema de infusión la recomendación de bolo se calcula basándose en la sensibilidad a la insulina definida en los ajustes del medidor.
- ▶ Si se administra un bolo directamente en el sistema de infusión sin utilizar el medidor, la información de bolo total se tiene en cuenta en futuras recomendaciones de bolo. Si este bolo se utiliza para la ingesta de comida, es posible editar el bolo en el diario para asignar la parte del bolo que ha sido utilizada para la corrección de carbohidratos. De este modo se garantiza que las futuras recomendaciones de bolo se calcularán utilizando la información más completa.
- ▶ Tenga paciencia cuando espere los resultados de la recomendación de bolo; el medidor está procesando numerosas entradas.
- ▶ Los pasos de confirmación son importantes para que pueda revisar la exactitud de la información que ha introducido para la recomendación de bolo.
- ▶ Para más información sobre la recomendación de bolo, consulte el capítulo **Recomendación de bolo** de las **Instrucciones de uso del administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight**.



1




Inserte una tira reactiva y realice una medición de glucemia.

NOTA

Para más información sobre cómo realizar mediciones de glucemia e introducir información de bolo con el menú [Registro de bolo](#), consulte el apartado **Administrar un bolo usando la recomendación de bolo** del capítulo de las **Instrucciones de uso del administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight**.




2



Introduzca la información del modo habitual. Seleccione [Bolo](#).

3



Si se han elegido varios eventos de salud, esta pantalla muestra el valor “--- %”; en otro caso, continúe con el siguiente paso. Es obligatorio introducir un porcentaje de evento de salud resumido, incluso si el porcentaje es cero. Seleccione [Guardar](#).

4

Bolo	
153 mg/dL	1.00 U
-1.50 U	
Carbohid. 50 g	5.00 U
Salud 23 %	
Tipo de bolo Estándar	6.00 U
<div>+</div> <div>-</div>	
Atrás	Siguiente

Realice los ajustes deseados para el bolo corrector o las partes de carbohidratos del bolo, o para el bolo total.

NOTA

- ▶ Si se introduce un bolo de carbohidratos y no se ha introducido una cantidad de carbohidratos (el valor de **Carbohidratos** es **No hay entradas** en el paso 2), debería replantearse introducir una cantidad de carbohidratos. Seleccione **Atrás** para introducir una cantidad. Aunque no es obligatorio introducir una cantidad, cuanto más completos sean los datos, más precisas serán las futuras recomendaciones de bolo cuando se utilice la función de recomendación de bolo.
- ▶ Si ajusta primero el bolo corrector o el bolo de carbohidratos: la capacidad de editar el bolo total está deshabilitada; no obstante el bolo total se actualiza correspondientemente.
- ▶ Si ajusta primero el bolo total: la capacidad de editar el bolo corrector y el bolo de carbohidratos está deshabilitada.
 - Si el bolo total aumenta: el bolo corrector aumenta correspondientemente.
 - Si el bolo total disminuye: el bolo de carbohidratos disminuye correspondientemente; cuando el bolo de carbohidratos llega a 0, el bolo corrector disminuye correspondientemente.



5

Bolo	
153 mg/dL	1.00 U
-1.50 U	
Carbohid. 50 g	5.00 U
Salud 23 %	
Tipo de bolo Estándar	6.00 U
<div style="text-align: center;"> <div>+</div> <div>-</div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ← Atrás Siguiente → </div>	

Seleccione **Tipo de bolo** para cambiar el tipo de bolo seleccionado, si es necesario, y continúe con el paso 6. En otro caso, continúe con el paso 7.

6

Tipo de bolo	
<input checked="" type="radio"/> Estándar	
<input type="radio"/> Ampliado	
<input type="radio"/> Multionda	
<input type="radio"/> Bolígrafo/Jeringa	
<input type="radio"/> Manualm. sist. infusión	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Cancelar Guardar </div>	

Seleccione el tipo de bolo deseado (estándar, ampliado o multionda). Seleccione **Guardar**.

NOTA

Los bolos por bolígrafo o jeringa de insulina no requieren sincronización con el sistema de infusión y deben administrarse manualmente. Para más información sobre la administración de bolos por bolígrafo o jeringa de insulina consulte las instrucciones de uso del bolígrafo o jeringa.



7

Bolo	
153 mg/dL	1.00 U
-1.50 U	
Carbohid. 50 g	5.00 U
Salud 23 %	
Tipo de bolo Estándar	6.00 U
<div style="text-align: center;"> <div>+</div> <div>-</div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ← Atrás Siguiente → </div>	

Seleccione **Siguiente**.

8




Seleccione **Siguiente**.



NOTA

Quando se configura un bolo multionda es posible ajustar la relación entre la cantidad inmediata y la cantidad retardada, siempre que la cantidad total de insulina administrada sea igual que las unidades introducidas en los pasos anteriores. La cantidad inmediata tampoco debe estar por debajo del bolo corrector recomendado por la recomendación de bolo.

9




Seleccione **Aceptar** para administrar el bolo.



NOTA

Si selecciona **Atrás**, regresará a la pantalla anterior sin administrar un bolo.



El sistema de infusión administra el bolo y el medidor muestra la pantalla de estado con la información del bolo actual.

NOTA

- ▶ Si ha seleccionado el tipo de bolo **Manualm. sist. infusión** (bolo administrado manualmente desde el sistema de infusión) y el medidor de glucemia muestra la **Advertencia W-89** “Un valor de bolo manual ha sido ajustado a cero.”, la cantidad de bolo seleccionada no se ha administrado en el plazo de 15 minutos y el registro del diario se ha modificado a cero unidades de insulina administradas. Revise la precisión de los datos recientes del diario y modifíquelos en caso necesario.
- ▶ Si ha administrado la cantidad de bolo **Manualm. sist. infusión** (bolo administrado manualmente desde el sistema de infusión) seleccionada después del plazo de 15 minutos o si ha administrado una cantidad de bolo **Manualm. sist. infusión** distinta, el medidor de glucemia crea un nuevo registro en el diario la próxima vez que se comunican el medidor de glucemia y el sistema de infusión. El nuevo registro no incluye la información de la recomendación anterior (p. ej., los eventos de salud o la cantidad de carbohidratos). Es recomendable modificar el nuevo registro para incluir esta información, ya que puede afectar a los futuros cálculos de recomendaciones de bolos.




7 Dosis basales temporales

7.1 Programar una dosis basal temporal (DBT) inicial


Menú principal > Sistema de infusión > Basal > Dosis basal temporal > DBT inicial

1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Basal**.

2




Seleccione **Dosis basal temporal**.

3




Seleccione **DBT inicial**.

4




Ajuste el porcentaje y la duración de la DBT inicial.
Seleccione **Siguiente**.

5



Seleccione **Aceptar**.

6




El medidor muestra la pantalla de estado con la información actual de DBT.

7.2 Programar o editar una DBT personalizada


Menú principal > Sistema de infusión > Basal > Dosis basal temporal > DBT personalizada

1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Basal**.

2



Seleccione **Dosis basal temporal**.

3




Seleccione **Nueva DBT** o seleccione la DBT personalizada existente que desea editar.

NOTA

Las DBT personalizadas que haya programado anteriormente aparecerán en esta pantalla.




4




Ajuste el porcentaje y la duración de la DBT personalizada.

5




Seleccione **Editar nombre**.

6




Escriba el nombre que desea utilizar para la DBT personalizada. Seleccione ✓.

7




Para guardar los ajustes de la DBT personalizada sin iniciarla, seleccione **Guardar**. En otro caso seleccione **Siguiente**.

8



Seleccione **Aceptar**.


9




El medidor muestra la pantalla de estado con la información actual de DBT.

7.3 Cancelar una DBT activa

Menú principal > Sistema de infusión > Basal > Dosis basal temporal




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Basal**.




Seleccione **Dosis basal temporal**.

3



Seleccione **Cancelar DBT**.

4




Seleccione **Aceptar**. La DBT activa se ha cancelado.

7.4 Eliminar una DBT personalizada


Menú principal > Sistema de infusión > Basal > Dosis basal temporal

1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Basal**.

2




Seleccione **Dosis basal temporal**.

3



Seleccione **X** al lado del nombre de la DBT que desea eliminar.

4



Seleccione **Aceptar**. La DBT ha sido eliminada.

7.5 Información adicional de la función DBT

Cuando una DBT ha terminado, el sistema de infusión se lo comunica. Si lo desea puede deshabilitar esta notificación.

Si una DBT no está activa actualmente, el porcentaje de DBT está ajustado en 100 %.

Cuando una DBT está activa, permanece activa aunque el perfil basal haya cambiado.

Solo es posible programar una DBT cuando el sistema de infusión se encuentra en el modo RUN.

Cuando hay una DBT activa el sistema de infusión suena y vibra cada hora.

Si se pone el sistema de infusión en el modo STOP, se cancela la administración de DBT así como cualquier otro bolo que se esté administrando.

Para más información sobre mensajes, advertencias y errores del sistema de infusión y sobre la programación de una DBT, consulte las **Instrucciones de uso del sistema de infusión de insulina Accu-Chek Insight**.


8

Perfiles basales

8.1 Programar un perfil basal


Menú principal > Sistema de infusión > Basal > Programar perfil basal

1



En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Basal**.

2



Seleccione **Programar perfil basal**.

3




Seleccione el perfil basal que desea programar.

4




Seleccione **Editar nombre**.

5



Escriba el nombre que desea utilizar para el perfil basal.
Seleccione ✓.

6



Seleccione el bloque de tiempo que desea editar.

7

Fin de semana

Hora de inicio: 00:00

Hora de finalización

03 Horas 30 Min

Cantidad: 0.15 U/h

+
-

Atrás Guardar


Ajuste la **Hora de finalización** y la **Cantidad** de dosis basal. Seleccione **Guardar**. Repita este paso para cada bloque de tiempo que desee editar.

NOTA


- ▶ Solo es posible editar la hora de finalización de los bloques de tiempo de dosis basal. La hora de inicio de cada bloque de tiempo es la misma que la hora de finalización del bloque de tiempo anterior.
- ▶ Los bloques de tiempo de dosis basal no son idénticos ni se comparten con los bloques de tiempo para la recomendación de bolo.
- ▶ Para añadir un nuevo bloque de tiempo, ajuste la hora de finalización del último bloque de tiempo con la hora de inicio deseada para el nuevo bloque de tiempo.
- ▶ Para eliminar un bloque de tiempo, ajuste la hora de finalización del bloque de tiempo de modo que sea igual que su hora de inicio.



8



Seleccione **Guardar**.



Seleccione **Aceptar**. El medidor guarda los cambios en el perfil basal.

NOTA


- ▶ Al seleccionar **Aceptar** para guardar los cambios **no** se activa el perfil basal.
- ▶ Al seleccionar **Atrás** en cualquier momento regresará a la pantalla de bloques de tiempo de perfil basal donde puede continuar adaptando los ajustes para el perfil basal seleccionado.
- ▶ Para más información sobre las dosis basales consulte las **Instrucciones de uso del sistema de infusión de insulina Accu-Chek Insight**.



8.2 Activar un perfil basal


Menú principal > Sistema de infusión > Basal > Activar perfil basal

1



En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Basal**.

2




Seleccione **Activar perfil basal**.

3




Seleccione el perfil basal que desea activar.

4



Si es necesario, desplácese por la pantalla para revisar todos los bloques de tiempo del perfil basal. Seleccione **▶ Activar**.

5



Seleccione **Aceptar**. El perfil basal seleccionado se activa inmediatamente.

NOTA


Si selecciona **Atrás** se cancelará la activación del perfil basal seleccionado y regresará a la pantalla anterior. El perfil basal activo previamente permanece activo.



8.3 Borrar un perfil basal


Menú principal > Sistema de infusión > Basal > Programar perfil basal

1



En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Basal**.


2




Seleccione **Programar perfil basal**.

3



Seleccione  junto al perfil basal que desea borrar.

4



Seleccione **Aceptar**. El medidor borra todos los ajustes guardados para el perfil basal seleccionado y regresa a la pantalla Programar perfil basal.

NOTA

Si selecciona **Atrás** en cualquier momento regresará a la pantalla **Programar perfil basal** sin borrar el perfil basal seleccionado.




9 Usar los modos

9.1 Cambiar el modo de señal del sistema de infusión


Menú principal > Sistema de infusión > Modos > Modo de señal

1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Modos**.

2



Seleccione **Modo de señal**.

3



Seleccione el botón situado en el lado izquierdo de la pantalla de la opción correspondiente al modo que desee activar.

Si desea modificar los ajustes del modo, pulse encima del nombre del modo que desea activar.

NOTA

Para más información sobre los distintos modos de señal del sistema de medición, consulte las **Instrucciones de uso del sistema de infusión de insulina Accu-Chek Insight**.



9.2 Activar el modo avión


Menú principal > Modo avión

1




Seleccione **Modo avión** en el menú principal.


2



Seleccione **Activar modo avión**.

3



Seleccione **Aceptar**. La comunicación está deshabilitada tanto en el medidor como en el sistema de infusión. Confirme que el símbolo  aparece en el sistema de infusión.


NOTA

No es posible desactivar el modo avión en el sistema de infusión desde el medidor. Consulte las instrucciones para desactivar el modo avión en el sistema de infusión en las **Instrucciones de uso del sistema de infusión de insulina Accu-Chek Insight**.




9.3 Desactivar el modo avión


Menú principal > Modo avión



Seleccione **Modo avión** en el menú principal.



Seleccione **Desactivar modo avión**.



Seleccione **Aceptar**.

NOTA

Consulte las instrucciones para desactivar el modo avión en el sistema de infusión en las

Instrucciones de uso del sistema de infusión de insulina Accu-Chek Insight.



10

Ajustes del sistema de infusión

Muchos de los ajustes del sistema de infusión se pueden cambiar desde el medidor. Son los mismos ajustes que se ven desde el menú Ajustes del sistema de infusión. Dichos ajustes son:

- ▶ Recordatorios
- ▶ Ajustes del dispositivo
- ▶ Ajustes de terapia
- ▶ Fecha y hora

Estos ajustes se guardan en el sistema de infusión y permanecen activos incluso cuando el medidor y el sistema de infusión están desconectados o el medidor está apagado.

Para información detallada sobre los recordatorios del sistema de infusión, ajustes del dispositivo y ajustes de terapia, consulte las **Instrucciones de uso del sistema de infusión de insulina Accu-Chek Insight**.

10.1 Recordatorios del sistema de infusión

Utilizando el medidor se pueden ajustar recordatorios del sistema de infusión. Existen 4 tipos de recordatorios del sistema de infusión:

- ▶ Administrar bolo
- ▶ Bolo no administrado
- ▶ Reloj de alarma
- ▶ Cambio de set de infusión

Los tipos de recordatorio Administrar bolo, Bolo no administrado y Reloj de alarma contienen hasta 5 recordatorios cada uno. El tipo de recordatorio Cambio de set de infusión solo contiene 1 recordatorio para cambiar el set de infusión del sistema de infusión en el momento ajustado.

NOTA


- ▶ Los recordatorios se guardan en el sistema de infusión y se emiten en él aunque el medidor y el sistema de infusión estén desconectados.
- ▶ Los recordatorios no encienden automáticamente el medidor para mostrar el recordatorio. El sistema de infusión le avisa de un recordatorio. Encienda el medidor o el sistema de infusión para ver el recordatorio y silenciar la alerta.
- ▶ Cuando se muestra un recordatorio de medición del sistema de infusión en el medidor, pulse **Silenciar** para silenciar el recordatorio durante 60 segundos. Pulse **Descartar** para descartar el recordatorio de medición de forma permanente.



10.1.1 Ajustar recordatorios del sistema de infusión


Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Recordatorios

1




Desplácese por la pantalla en el **Menú sistema de infusión** y seleccione **Ajustes**.

2



Seleccione **Recordatorios**.

3




Seleccione el tipo de recordatorio que desea ajustar.

4




Seleccione un recordatorio.

5




Seleccione **Activado** para activar el recordatorio.

6




Seleccione **Hora**.

7




Ajuste la hora. Seleccione **Guardar**.

8




Seleccione **Tono**.

9




Elija el tono que desea utilizar para el recordatorio. Seleccione **Guardar**.

NOTA

Para escuchar un tono de recordatorio seleccione  junto al tono.




10



Seleccione **Estado**.


11



Elija el estado deseado.
Seleccione **Guardar**.


Opción	Descripción
Una vez	El sistema de infusión empieza a reproducir el tono del recordatorio a la hora elegida hasta que el recordatorio se silencia (en cuyo caso el sistema de infusión vuelve a reproducir el tono del recordatorio al cabo de 60 segundos) o se descarta (en cuyo caso el tono del recordatorio no volverá a reproducirse a no ser que se active de nuevo en el menú Recordatorios sistema infusión).
Repetir	El sistema de infusión empieza a reproducir el tono del recordatorio a la hora elegida hasta que el recordatorio se silencia (en cuyo caso el sistema de infusión vuelve a reproducir el tono del recordatorio al cabo de 60 segundos) o se descarta (en cuyo caso el sistema de infusión repite el recordatorio cada día a la hora elegida hasta que este se desactive en el menú Recordatorios sistema infusión).

12



Seleccione **Editar nombre**.

13



Escriba el nombre que desea utilizar para el recordatorio.
Seleccione ✓.

14



Seleccione **Guardar**.

10.1.2 Ajustar el recordatorio de cambio del set de infusión


Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Recordatorios > Cambio de set de infusión

1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Ajustes**.


2




Seleccione **Recordatorios**.




Seleccione **Cambio de set de infusión**.



Seleccione **Activado** para activar el recordatorio de cambio de set de infusión.



Seleccione **Recordar dentro de (días)**.




Ajuste el número de días hasta que se emita el recordatorio. Seleccione **Guardar**.

NOTA

El recordatorio se puede ajustar para que se emita dentro de 1 día, 2 días o 3 días.




7




Seleccione **Ajustar tiempo**.

8



Ajuste la hora del día a la que se emitirá el recordatorio.
Seleccione **Guardar**.

9




Seleccione **Ajustar tono**.

10




Elija el tono que desea utilizar para el recordatorio.
 Seleccione **Guardar**.

NOTA

Para escuchar un tono de recordatorio seleccione  junto al tono.




11




Seleccione **Estado**.

12



Elija el estado deseado.
 Seleccione **Guardar**.

13

 Recordatorio cambio set infus.

Activado


Desactivado


Recordar dentro de (días)
3 >

Ajustar hora
13:00 >

Ajustar tono
Tono 1 >

Estado
Repetir >

 Cancelar

 Guardar

Seleccione **Guardar**.

10.2 Ajustes de terapia

Los ajustes de terapia del sistema de infusión se pueden cambiar en el medidor. Dichos ajustes son:

- ▶ Apagado automático
- ▶ Bolo
- ▶ Set de infusión
- ▶ Nivel advertencia de cartucho



ADVERTENCIA


Es de vital importancia utilizar los ajustes de terapia correctos. De no ser así, puede administrarse una cantidad incorrecta de insulina con el riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia. Los ajustes de terapia deben ser proporcionados por el personal sanitario que le atiende y antes de realizar cambios es necesario consultar con el mismo.

10.2.1 Ajustar el temporizador de apagado automático

Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Ajustes de terapia > Apagado automático


El apagado automático es una función de seguridad que detiene la administración de insulina y emite un mensaje de mantenimiento si no se pulsa ninguna tecla del sistema de infusión ni se envía ningún comando al sistema de infusión desde el medidor dentro de un determinado periodo de tiempo. Para más información sobre la función Apagado automático, consulte las **Instrucciones de uso del sistema de infusión de insulina Accu-Chek Insight**

1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Ajustes**.

2




Seleccione **Ajustes de terapia**.

3




Seleccione **Apagado automático**.

4



Seleccione **Activado** para activar el temporizador de apagado automático.

5



Ajuste la hora. Seleccione **Guardar**.

10.2.2 Ajustes de bolo


Los ajustes de bolo del sistema de infusión se pueden cambiar desde el medidor. Dichos ajustes son:

- ▶ Incremento de bolo rápido
- ▶ Velocidad de administración
- ▶ Cantidad máxima de bolo
- ▶ Configuración de la latencia

En los apartados **Ajustar el incremento de bolo rápido**, **Ajustar la velocidad de administración**, **Ajustar la cantidad máxima de bolo** y **Cambiar la configuración de latencia** hallará instrucciones para cambiar los ajustes de bolo.


Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Ajustes de terapia > Bolo

1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Ajustes**.

2



Seleccione **Ajustes de terapia**.

3



Seleccione **Bolo**.

Ajustar el incremento de bolo rápido


Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Ajustes de terapia > Bolo > Incremento de bolo rápido

NOTA

El ajuste del incremento de bolo rápido cambia la cantidad de insulina que se añade a la cantidad total de un bolo rápido cada vez que se pulsán las teclas del sistema de infusión.



1



En el menú **Ajustes de bolo**, seleccione **Incremento de bolo rápido**.



ADVERTENCIA

Asegúrese de que sabe cuál es el incremento de bolo correcto antes de utilizarlo. Si se utiliza un incremento de bolo incorrecto, la dosis de insulina será incorrecta.

2




Elija el incremento de bolo rápido adecuado. Seleccione **Guardar**.

Ajustar la velocidad de administración

Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Ajustes de terapia > Bolo > Velocidad de administración

1



En el menú **Ajustes de bolo**, seleccione **Velocidad de administración**.

2




Elija la velocidad de administración adecuada. Seleccione **Guardar**.

Ajustar la cantidad máxima de bolo


Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Ajustes de terapia > Bolo > Cantidad máx. bolo

1



En el menú **Ajustes de bolo**, seleccione **Cantidad máxima bolo**.

2




Ajuste la cantidad máxima. Seleccione **Guardar**.

Cambiar la configuración de latencia

Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Ajustes de terapia > Bolo > Configuración de la latencia

1



En el menú **Ajustes de bolo**, seleccione **Configuración de la latencia**.


2



Seleccione **Activada** o **Desactivada** según corresponda. Seleccione **Guardar**.

NOTA

Si el tiempo de latencia está activado, puede ajustarlo cada vez que programa un bolo nuevo.



Cuando se programa la cantidad de bolo (para un bolo estándar) o la cantidad de bolo y la duración de retardo (para un bolo ampliado o multionda) también aparece la opción **Ajustar tiempo de latencia**.


Ajuste el tiempo de latencia predeterminado mediante **Ajustar tiempo de latencia**.

Seleccione **Siguiente**.

10.2.3 Cambiar los ajustes del set de infusión


Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Ajustes de terapia > Set de infusión

1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Ajustes**.

2




Seleccione **Ajustes de terapia**.

3



Seleccione **Set de infusión**.

4



Ajuste la cantidad de llenado del tubo y la cantidad de llenado de la cánula.
Seleccione **Guardar**.

10.2.4 Ajustar el nivel de advertencia del cartucho


Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Ajustes de terapia > Nivel advertencia de cartucho

1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Ajustes**.

2




Seleccione **Ajustes de terapia**.

3



Seleccione **Nivel advertencia de cartucho**.

4



Ajuste la cantidad para la advertencia. Seleccione **Guardar**.

10.3 Ajustes del dispositivo


Los ajustes del dispositivo del sistema de infusión se pueden cambiar en el medidor. Dichos ajustes son:

- ▶ Ajustes de modo
- ▶ Candado
- ▶ Idioma

10.3.1 Modos de señal del sistema de infusión: Sonido y vibración


Puede utilizar el medidor para elegir si desea que el sistema de infusión emita una señal sonora, vibre o haga ambas cosas a la vez cuando ocurra un evento (por ejemplo, una advertencia). El volumen del sonido se puede ajustar.

Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Ajustes del dispositivo > Ajustes de modo




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Ajustes**.

2



Seleccione **Ajustes del dispositivo**.

3




Seleccione **Ajustes de modo**.

4



Elija un modo.

5



Elija el ajuste de modo deseado. Ajuste el volumen. Seleccione **Guardar**.

6



Repita los pasos 4 y 5 para cambiar los ajustes para modos adicionales si lo desea. Seleccione **Atrás** cuando haya terminado.

10.3.2 Modos de señal del sistema de infusión: Supresión de la señal

El medidor le permite suprimir las señales para las advertencias durante un periodo de tiempo especificado. Sin embargo, no es posible suprimir las señales para los mensajes de error y mantenimiento, puesto que estos requieren su atención inmediata. Los recordatorios programados tampoco se suprimirán.

Una supresión de la señal se puede ajustar para que se produzca una vez o para que se repita cada día a la misma hora.


NOTA

Todas las advertencias que se emiten durante el periodo de supresión de la señal aparecerán al encender el medidor.




Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Ajustes del dispositivo > Supresión de la señal

1



En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Ajustes**.


2




Seleccione **Ajustes del dispositivo**.



Seleccione **Ajustes de modo**.



Seleccione **Supresión de la señal**.



Seleccione **Activada** o **Desactivada**. Ajuste la **Hora de inicio** y la **Hora de finalización**. Desplácese por la pantalla y elija **Una vez** o **Repetir**. Seleccione **Guardar**.




Seleccione **Atrás**.

10.3.3 Ajustar el tiempo para el candado


Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Ajustes del dispositivo > Candado

1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Ajustes**.

2




Seleccione **Ajustes del dispositivo**.

3



Seleccione **Candado**.

4



Ajuste el tiempo para el candado. Seleccione **Guardar**.

NOTA


- ▶ Las teclas del sistema de infusión se bloquean automáticamente si no se utilizan dentro del plazo de tiempo ajustado para el candado.
- ▶ El candado solo afecta al manejo manual del sistema de infusión, aunque el tiempo del candado se haya ajustado desde el medidor.



10.3.4 Ajustar el idioma del sistema de infusión


Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Ajustes del dispositivo > Idioma

1




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Ajustes**.

2




Seleccione **Ajustes del dispositivo**.

3



Seleccione **Idioma**.

4



Elija el idioma deseado.
Seleccione **Guardar**.

10.4 Ajustar la fecha y la hora del sistema de infusión

La fecha y la hora del sistema de infusión se pueden ajustar desde el medidor.

NOTA


Es muy importante que la fecha y la hora estén ajustadas correctamente. De no ser así es posible que no reciba la cantidad correcta de insulina a la hora correcta.

Quando el medidor está sincronizado con el sistema de infusión, al cambiar la fecha y la hora en el medidor éstas se cambian también automáticamente en el sistema de infusión.

Después de cambiar la fecha y la hora el medidor muestra una notificación indicando que la fecha y la hora se han actualizado tanto en el medidor como en el sistema de infusión. Seleccione **Aceptar**.




Menú principal > Sistema de infusión > Ajustes > Fecha y hora




En el **Menú sistema de infusión**, seleccione **Ajustes**.

2




Seleccione **Fecha y hora**.

3



Seleccione el formato de hora deseado (12 hr o 24 hr).

4



Ajuste la fecha y la hora.
Seleccione **Guardar**.

11

Mis datos

11.1 Vista general

Analizar la información guardada en el medidor es un modo efectivo tanto para usted como para el personal sanitario que le atiende para determinar en qué medida está controlando bien su diabetes. Este análisis es una herramienta valiosa para mejorar la administración de la diabetes. Los informes que muestra el medidor le ayudan a sacar el máximo provecho de su administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight.

El medidor genera gráficos e informes para ayudarle a analizar la información guardada en el medidor. Los gráficos son una buena forma de ver los resultados de glucemia. El medidor puede mostrar un gráfico lineal para representar las tendencias de los resultados de glucemia junto con otra información, como por ejemplo el historial de bolos, un gráfico con rangos de resultados para un día estándar o una semana estándar y un gráfico circular de distintos colores para ilustrar el número de resultados de glucemia dentro, por encima o por debajo de su intervalo ideal de glucemia.

NOTA

- ▶ La revisión de informes consume energía de la pila. Se recomienda conectar el medidor al cargador mientras se revisan informes.
- ▶ En ocasiones se utiliza la abreviación GC para referirse a la glucemia; el significado es el mismo.



11.2 El diario

Desde los registros del diario guardados en el medidor es posible ver un resultado de glucemia específico junto con sus atributos (p. ej., hora de la comida, carbohidratos, evento de salud y bolos). Además, para un registro específico del diario es posible modificar y añadir atributos.

NOTA

- ▶ El diario del medidor sustituye al diario de glucemia físico que pueda haber utilizado en el pasado.
- ▶ Los datos del diario no se pueden cambiar si fueron utilizados para calcular una recomendación de bolo.



El medidor guarda automáticamente hasta 2.000 registros de diario como máximo con la hora y la fecha. Es posible consultar los últimos 250 registros del diario en el medidor y hasta 2.000 registros del diario utilizando un ordenador con software compatible. Los registros del diario se guardan desde el más reciente al más antiguo.

Cada registro del diario puede contener los siguientes datos:


- ▶ Fecha y hora
- ▶ Resultados de glucemia
- ▶ Hora de la comida (eventos)
- ▶ Ingesta de carbohidratos
- ▶ Evento de salud
- ▶ Tipo de bolo
- ▶ Cantidad de bolo
- ▶ Nota
- ▶ Notas rápidas

NOTA

- ▶ **No modifique su tratamiento basándose en un registro individual o un único resultado de glucemia del diario.**
- ▶ Este capítulo contiene ejemplos de pantallas. Las pantallas pueden ser ligeramente distintas a las que aparecen en el medidor. Si tiene alguna pregunta sobre las pantallas del medidor, póngase en contacto con Roche.
- ▶ La información guardada en el diario se conserva cuando se cambia la pila del medidor. Después de cambiar la pila es necesario comprobar la hora y la fecha. Para más información sobre el cambio de la pila, consulte el capítulo **Cuidados y mantenimiento** de las **Instrucciones de uso del administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight**.
- ▶ Es muy importante que la hora y la fecha estén ajustadas correctamente. Si la hora y la fecha ajustadas son correctas, usted y el personal sanitario que le atiende podrán interpretar con precisión la información guardada.
- ▶ Cuando el diario contiene 2.000 registros, al añadir un registro nuevo se borrará el registro más antiguo del diario.
- ▶ Los resultados de control se guardan en el medidor, pero no se pueden consultar en el diario. Los resultados de control se pueden consultar en un ordenador con el software compatible.
- ▶ Antes de revisar registros del diario o resultados de control en un ordenador, los registros guardados en el diario deben transferirse a un ordenador que contenga una aplicación de software compatible. Si desea información sobre la disponibilidad de productos, póngase en contacto con Roche.
- ▶ Los resultados de control no se utilizan en los informes ni en los gráficos.



11.2.1 Interpretar el diario



1	Icono de la hora de la comida
2	Icono de nota
3	Icono de evento de salud
4	Hora de registro
5	Fecha de registro
6	Icono de notas rápidas
7	Indica columna de glucemia
8	Indica columna de bolo
9	Indica columna de carbohidratos
10	Resultados de glucemia





11	Icono de tipo de bolo
12	Icono de carbohidratos
13	Cantidad de carbohidratos
14	Icono de recomendación de carbohidratos aceptada
15	Icono de recomendación de bolo no aceptada
16	Icono de recomendación de carbohidratos no aceptada
17	Icono de recomendación de bolo aceptada
18	Cantidad de bolo
19	Icono de intervalo de valores de glucemia
20	Icono de sistema de infusión pausado









NOTA








La pantalla **Diario** muestra los registros en orden, con el más reciente arriba en primer lugar.



Descripciones de iconos

Icono	Nombre del icono	Descripción
	Indicador de intervalo de valores de glucemia	<p>El color de fondo del icono indica en qué punto se encuentra el resultado de glucemia dentro del intervalo ideal.</p> <p>Los colores de fondo de este icono significan lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verde: dentro del intervalo ideal ▶ Amarillo: por debajo del intervalo ideal ▶ Rojo: hipoglucemia ▶ Azul: por encima del intervalo ideal o hiperglucemia
	Hora de la comida	Este icono se muestra cuando hay información sobre la hora de la comida para este registro.
	Carbohidratos	Este icono se muestra cuando hay información sobre los carbohidratos para este registro.
	Recomendación de carbohidratos aceptada	Este icono se muestra cuando se ha utilizado la cantidad de carbohidratos de la pantalla de advertencia de hipoglucemia de recomendación de bolo.

Icono	Nombre del icono	Descripción
	Recomendación de carbohidratos no aceptada	Este icono se muestra cuando se ha modificado la cantidad de carbohidratos de la pantalla de advertencia de hipoglucemia de recomendación de bolo.
	Evento de salud	Este icono se muestra cuando hay información sobre eventos de salud para este registro.
	Bolo estándar no confirmado	La administración no ha sido confirmada por el sistema de infusión.
	Bolo estándar confirmado	La administración ha sido confirmada por el sistema de infusión.
	Bolo ampliado no confirmado	La administración no ha sido confirmada por el sistema de infusión.
	Bolo ampliado confirmado	La administración ha sido confirmada por el sistema de infusión.
	Bolo multionda no confirmado	La administración no ha sido confirmada por el sistema de infusión.
	Bolo multionda confirmado	La administración ha sido confirmada por el sistema de infusión.

Icono	Nombre del icono	Descripción
	Recomendación de bolo aceptada	Se ha aceptado la recomendación de bolo del medidor.
	Recomendación de bolo no aceptada	La recomendación de bolo del medidor fue cambiada antes de la administración.
	Manual en sistema de infusión	La administración no ha sido confirmada por el sistema de infusión.
	Bolo administrado manualmente con bolígrafo/jeringa	Bolo administrado utilizando un bolígrafo/jeringa. El bolo no ha sido administrado por el sistema de infusión.
	Sistema de infusión pausado	El sistema de infusión ha sido pausado durante un bolo y se ha reanudado para completar la administración del bolo.
	Notas rápidas	Este icono se muestra cuando hay información sobre notas rápidas para este registro.
	Notas	Este icono se muestra cuando hay información sobre una nota para este registro.

11.2.2 Ver y ajustar datos del diario


Menú principal > Mis datos > Diario

NOTA

- ▶ Los datos del diario que se han utilizado para la recomendación de bolo (excepto las notas) no se pueden ajustar.
- ▶ Los resultados de glucemia no se pueden ajustar.
- ▶ Cuando se comienza a administrar un bolo mediante el sistema de infusión, los cambios realizados en el registro del diario del menú Mis datos del medidor de glucemia no modifican el bolo que está siendo administrado por el sistema de infusión.




1



Seleccione **Mis datos** en el menú principal.

2



Seleccione **Diario**.

3

Diario				
29 mar 18	mg/dL	U	g	
23:09	>	95		
19:53	>			
09:29	>	153	6.0	50
28 mar 18	mg/dL	U	g	
19:45	>	141	5.0	35
17:39	>	177	6.5	75
<div>Atrás</div> <div>Añadir datos</div>				

Seleccione el registro del diario deseado. Para un registro del diario con Notas rápidas, vaya al paso 5.

NOTA

- ▶ Desplácese hacia abajo en la pantalla para ver más registros si los hay.
- ▶ Los registros del diario que se han utilizado para la recomendación de bolo contienen el icono de recomendación de bolo aceptada 💡 o el icono de recomendación de bolo no aceptada ✎. Estos registros están bloqueados y se pueden consultar pero no ajustar.
- ▶ Los registros del diario bloqueados no muestran la tecla **Guardar** en la parte inferior de las pantallas de datos individuales. Solo se visualiza la tecla **Atrás**.




4

Registro de GC		09:29 29 mar 18
153 mg/dL		
🕒	Hora comida	>
	Antes de la comida	
🍏	Carbohidratos	>
	50 g	
❤️	Eventos de salud	>
	Ejercicio 1, Ejercicio 2,...	
🏋️	Bolo	>
	6.0 U	
📝	Nota	>
<div>Atrás</div>		

Para ver y ajustar una entrada, selecciónela y siga las instrucciones de las páginas siguientes. Cuando haya terminado, seleccione **Atrás** para volver al menú **Mis datos**.


Pantallas para ver y ajustar entradas del diario

Hora de la comida




Elija la hora de la comida correspondiente. Seleccione **Guardar**.

Carbohidratos




Ajuste la cantidad de carbohidratos ingeridos. Seleccione **Guardar**.

Eventos de salud




Elija hasta 4 eventos de salud. Seleccione **Guardar**.



Si la recomendación de bolo está activada y se han elegido varios eventos de salud, esta pantalla muestra el valor “--- %”. Es obligatorio introducir un porcentaje de evento de salud resumido para los eventos de salud seleccionados, incluso si el porcentaje es cero. Seleccione **Guardar**.

Bolo




Ajuste las cantidades de bolo.
Seleccione **Guardar**.

NOTA

Si se introduce un bolo de carbohidratos y no se ha introducido una cantidad de carbohidratos (el valor de **Carbohidratos** es **No hay entradas** en la pantalla **Registro de GC** en el paso 4), se le solicitará que introduzca una cantidad de carbohidratos. Aunque no es obligatorio introducir una cantidad, cuanto más completos sean los datos, más precisas serán las futuras recomendaciones de bolo cuando se utilice la función de recomendación de bolo.



Nota



Escriba una nota para guardarla con este registro.
Seleccione ✓.

5



Seleccione **Notas rápidas** para realizar una actualización. Seleccione **Nota** para escribir una nota con el teclado. Seleccione **Atrás** para volver al paso 3.

11.2.3 Añadir datos nuevos al diario

Menú principal > Mis datos > Añadir datos

1



09:29 29 mar 2018

Mecanismo de infusión Bolo


Sistema de infusión Mis datos

Comunicación Ajustes

Estado Notas rápidas

Seleccione **Mis datos** en el menú principal.

2



Mis datos

Diario >

Tendencia >

Semana estándar >

Día estándar >

Objetivo >

Promedios de GC >

Atrás + Añadir datos

Seleccione **+ Añadir datos**.

3



Añadir datos

Editar fecha y hora
29 mar 18
09:29 >

Hora de la comida >
Antes de la comida

Carbohidratos >
Sin entradas

Eventos de salud >
Sin entradas

Bolo >
0.0 U

Nota >


Cancelar Guardar

Seleccione una de las opciones de la pantalla **Añadir datos** y siga las instrucciones de las páginas siguientes.

Cuando haya terminado, seleccione **Guardar** para guardar la entrada y volver al menú **Mis datos**.


Pantallas para añadir datos nuevos

Fecha y hora




Ajuste la fecha y la hora.
Seleccione **Guardar**.

Hora de la comida



Elija la hora de la comida
pertinente. Seleccione
Guardar.

Carbohidratos



Ajuste la cantidad de
carbohidratos ingeridos.
Seleccione **Guardar**.

Eventos de salud

Evento	Porcentaje
Ejercicio 1	-30 %
Ejercicio 2	-50 %
Estrés	10 %
Enfermedad	15 %
Premenstrual	0 %
Personalizado	0 %



Introduzca un porcentaje de ajuste de bolo para los eventos de salud seleccionados.

Eventos de salud: 23 %

Elija hasta 4 eventos de salud. Seleccione **Guardar**.

Si la recomendación de bolo está activada y se han elegido varios eventos de salud, esta pantalla muestra el valor “--- %”. Es obligatorio introducir un porcentaje de evento de salud resumido para los eventos de salud seleccionados, incluso si el porcentaje es cero. Seleccione **Guardar**.

Bolo

Insulina de bolo

Corrección: 1.00 u

Carbohidratos: 5.00 u

Total: 6.00 u

Ajuste las cantidades de bolo. Seleccione **Guardar**.

NOTA

Si se introduce un bolo de carbohidratos y no se ha introducido una cantidad de carbohidratos (el valor de **Carbohidratos** es **No hay entradas** en el paso 3), se le solicitará que introduzca una cantidad de carbohidratos. Aunque no es obligatorio introducir una cantidad, cuanto más completos sean los datos, más precisas serán las futuras recomendaciones de bolo cuando se utilice la función de recomendación de bolo.



Nota


The screenshot shows a mobile application interface for entering a note. At the top, there is a title bar with the word "Nota" on the left and a checkmark icon on the right. Below the title bar is a text input field with the placeholder text "Introducir nota". To the left of the input field is a back arrow icon, and to the right is a checkmark icon. Below the input field is a numeric keypad with the numbers 1, 2, and 3. Below the numeric keypad is a full QWERTY keyboard. The keyboard has three rows of keys: the first row contains q, w, e, r, t, y, u, i, o, p; the second row contains a, s, d, f, g, h, j, k, l, ñ; and the third row contains a blue shift key, z, x, c, v, b, n, m, and an Alt key. The application is displayed on a light gray background.

Escriba una nota para guardarla con este registro.
Seleccione ✓.

11.3 El gráfico de tendencia

Con el gráfico de tendencia el medidor muestra tendencias de glucemia y otra información utilizando los datos del diario para la escala de tiempo y la hora de la comida que haya seleccionado.

11.3.1 Interpretar el gráfico de tendencia



1	Horas del día o días del mes	
2	Resultados de glucemia	Se visualizan como Xs conectadas mediante líneas.
3	Valor de carbohidratos	Barra marrón: la altura mostrada es proporcional a la cantidad de carbohidratos.
4	Unidad de medida basal	
5	Escala de tiempo	

6	Teclas de desplazamiento a la izquierda/derecha	Desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en la escala de tiempo seleccionada. Ejemplo: para una escala de tiempo de 7 días, al seleccionar el icono de desplazamiento a la izquierda se mostrarán los datos de los 7 días anteriores a los mostrados actualmente.
7	Hora de la comida seleccionada	
8	Unidad de medida de bolo	
9	Icono de sistema de infusión detenido	Indica que el sistema de infusión ha sido detenido.
10	Evento de salud	Indica que existe un evento de salud para este registro.
11	Bolo	Barra rosa: la altura mostrada es proporcional a la cantidad de insulina de bolo.

12	Valor basal	Barra azul: indica la cantidad de insulina basal.
13	Zona verde	Indica el intervalo ideal de glucemia.
14	Límite de advertencia hipo	Se indica mediante una línea roja horizontal.
15	Unidad de medida de carbohidratos	
16	Unidad de medida de glucemia	
17	Flecha	(No se muestra) Indica que los datos de glucemia se extienden más allá de la pantalla.
18	Icono de sistema de infusión pausado	(No se muestra) Indica que el sistema de infusión ha sido pausado durante la administración de insulina.

NOTA

- ▶ Si no hay datos disponibles, se visualiza la pantalla **No hay datos dispon.**
- ▶ Los gráficos de tendencia no incluyen resultados corruptos ni resultados de control.
- ▶ En la parte superior derecha del gráfico, el indicador de cantidad máxima de bolo se representa con la marca de verificación rosa con el valor más elevado junto a ella (en esta ventana de ejemplo: 15 U). El objetivo de este indicador es ajustar la escala para la parte superior del gráfico según la mayor cantidad individual de insulina de bolo (elemento 11) administrada durante el periodo de tiempo seleccionado (elemento 5). Los valores del indicador de cantidad máxima de bolo disponibles en el medidor son 1, 5, 15, 30 y 60 U. Por ejemplo, si la mayor cantidad individual de insulina de bolo es 8 U, entonces el medidor escala el gráfico superior para que esté entre 0 y 15 U.



NOTA


- ▶ En la parte inferior derecha del gráfico, el indicador de cantidad máxima de carbohidratos se representa con la marca de verificación marrón con el valor más elevado junto a ella (en esta ventana de ejemplo: 80 g). El objetivo de este indicador es ajustar la escala para la parte inferior del gráfico según la mayor cantidad individual de carbohidratos (elemento 3) durante el periodo de tiempo seleccionado (elemento 5). Los valores del indicador de cantidad máxima de carbohidratos disponibles en el medidor son 40, 80, 120, 160, 200 y 240 g o la escala equivalente para BE, KE o CC. Por ejemplo, si la mayor cantidad individual de carbohidratos es 76 g, entonces el medidor escala el gráfico inferior para que esté entre 0 y 80 g.
- ▶ En la parte superior izquierda del gráfico, el indicador de cantidad máxima de insulina basal se representa con la marca de verificación azul con el valor más elevado junto a ella (en esta ventana de ejemplo: 10 U). El objetivo de este indicador es ajustar la escala para la parte superior del gráfico según la mayor cantidad individual de insulina basal (elemento 12) administrada durante el periodo de tiempo seleccionado (elemento 5). Los valores del indicador de cantidad máxima de insulina basal disponibles en el medidor son 1, 2, 5, 10, 20 y 40 U. Por ejemplo, si la mayor cantidad individual de insulina basal es 9 U, entonces el medidor escala el gráfico superior para que esté entre 0 y 10 U.



11.3.2 Ver el gráfico de tendencia

Menú principal > Mis datos > Tendencia

1




Seleccione **Mis datos** en el menú principal.

2




Seleccione **Tendencia**.

3




Seleccione ☒ **Configurar** para cambiar el modo en que el gráfico de tendencia muestra los datos de tendencia.

NOTA

Seleccione  para ver una lista de iconos de tendencia y sus explicaciones.




4



Seleccione una de las opciones de la pantalla **Configurar gráfico** y siga las instrucciones del resto de este apartado. Cuando haya terminado, seleccione **Atrás** para volver al gráfico de tendencia, que muestra sus datos del modo seleccionado.


Pantallas para configurar el gráfico de tendencia

Escala de tiempo




Seleccione la escala de tiempo. Seleccione **Guardar**.

Opciones de datos



Seleccione 1 o más opciones de datos. Seleccione **Guardar**.

Hora de la comida



Seleccione la hora de la comida. Seleccione **Guardar**.

11.4 Semana estándar

Con el gráfico de semana estándar el medidor muestra sus promedios de glucemia, el número de mediciones y las desviaciones estándar para cada día de una semana estándar calculados utilizando los datos del diario del periodo de la escala de tiempo y la hora de la comida seleccionados.


NOTA

La desviación estándar indica en qué medida los resultados de glucemia difieren del promedio de glucemia. Una desviación estándar alta significa que los resultados de glucemia difieren en gran medida del promedio de glucemia.




11.4.1 Interpretar el gráfico y la tabla de semana estándar

Gráfico de semana estándar



1	Días de la semana	
2	Barra para cada día	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La parte superior de la barra indica una desviación estándar por encima del promedio y la parte inferior de la barra indica una desviación estándar por debajo del promedio. La barra no se visualiza cuando no hay suficientes datos para determinar la desviación estándar. ▶ Si la desviación estándar sale del gráfico por arriba, la parte superior de la barra está abierta. ▶ Si no se encuentran datos para un día no se visualizará la barra ni la "X".
3	Escala de tiempo	
4	Selección de la hora de la comida	



5	Teclas de desplazamiento a la izquierda/derecha	Desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en la escala de tiempo seleccionada. Ejemplo: para una escala de tiempo de 7 días, al seleccionar el icono de desplazamiento a la izquierda se mostrarán los datos de los 7 días anteriores a los mostrados actualmente.
6	Unidad de medida de glucemia	
7	X	Indica cada resultado de glucemia. "X" en el centro de un círculo indica el promedio de todos los resultados de glucemia para los criterios seleccionados.
8	Límite de advertencia hipo	Se indica mediante una línea roja horizontal.
9	Flecha	(No se muestra) Indica que hay más datos en la parte superior del gráfico.

Tabla de semana estándar

Seleccione **Tabla** para mostrar la tabla de semana estándar. La tabla de semana estándar muestra los mismos datos que el gráfico de semana estándar en forma de tabla. Para volver al gráfico de semana estándar desde la tabla de semana estándar, seleccione **Gráfico**.

Semana estándar						
10 mar 18 - 16 mar 18						
7 días						
	mg/dL					
	Min.	Prom.	Máx.	SD	Med.	
Lun	86	123	155	29.6	3	
Mar	118	143	171	21.6	3	
Mie	131	133	135	2.0	2	
Jue	105	111	117	4.9	3	
Vie	76	118	170	38.4	3	
Sáb	107	124	141	13.9	3	
Dom	89	113	138	24.5	2	

Bottom bar: Atrás (Back), Configurar (Configure), Gráfico (Graph)

1	Resultado de glucemia más alto de cada día de la semana
2	Promedio de glucemia de cada día de la semana
3	Resultado de glucemia más bajo de cada día de la semana
4	Día de la semana
5	Escala de tiempo
6	Selección de la hora de la comida
7	Desviación estándar (SD) de cada día de la semana
8	Número de mediciones de cada día de la semana

11.4.2 Ver los datos de semana estándar

Menú principal > Mis datos > Semana estándar

1



09:29 29 mar 2018

Medidor Bolo


Sistema de infusión **Mis datos**

Comunicación Ajustes

Estado Notas rápidas

Seleccione **Mis datos** en el menú principal.

2



Mis datos

Diario >

Tendencia >

Semana estándar >

Día estándar >

Objetivo >

Promedios de GC >

Atrás Añadir datos


Seleccione **Semana estándar**.

NOTA

- ▶ Si no hay datos disponibles para mostrar el gráfico y la tabla de semana estándar para la escala de tiempo o la hora de la comida seleccionadas, se visualiza la pantalla **No hay datos dispon.**
- ▶ El gráfico y la tabla de semana estándar no incluyen resultados corruptos, resultados de control, valores HI ni valores LO.




3



Para cambiar la escala de tiempo y la hora de la comida mostradas para la semana estándar, seleccione **Configurar**.


4



Seleccione una de las opciones de la pantalla **Configurar datos** y siga las instrucciones del resto de este apartado. Cuando haya terminado, seleccione **Atrás** para volver al gráfico o a la tabla de semana estándar.


Pantallas para configurar los datos de semana estándar

Escala de tiempo



Seleccione una escala de tiempo. Seleccione **Guardar**.

Hora de la comida



Seleccione una hora de la comida. Seleccione **Guardar**.

11.5 Día estándar

Con el gráfico de día estándar el medidor muestra sus promedios de glucemia, el número de mediciones y las desviaciones estándar para cada bloque de tiempo calculados utilizando los datos del diario del periodo de tiempo y la hora de la comida seleccionados.

NOTA

Consulte el capítulo **Cambiar los ajustes del medidor** de las **Instrucciones de uso del administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight** para obtener instrucciones sobre la configuración de los bloques de tiempo.




NOTA

La desviación estándar indica en qué medida los resultados de glucemia difieren del promedio de glucemia. Una desviación estándar alta significa que los resultados de glucemia difieren en gran medida del promedio de glucemia.




11.5.1 Interpretar el gráfico y la tabla de día estándar

Gráfico de día estándar



1	Hora del día	
2	Barra para cada bloque de tiempo	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La parte superior de la barra indica 1 desviación estándar por encima del promedio y la parte inferior de la barra indica 1 desviación estándar por debajo del promedio. La barra no se visualiza cuando no hay suficientes datos para determinar la desviación estándar. ▶ Si la desviación estándar sale del gráfico por arriba, la parte superior de la barra está abierta. ▶ Si no se encuentran datos para un bloque de tiempo no se visualizará la barra ni la "X".
3	Bloques de tiempo	Aparecen separados por la línea de puntos vertical.
4	Escala de tiempo	



5	Teclas de desplazamiento a la izquierda/derecha	Desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en la escala de tiempo seleccionada. Ejemplo: para una escala de tiempo de 7 días, al seleccionar el icono de desplazamiento a la izquierda se mostrarán los datos de los 7 días anteriores a los mostrados actualmente.
6	Selección de la hora de la comida	
7	Unidad de medida de glucemia	
8	X	<ul style="list-style-type: none"> ► Indica cada resultado de glucemia. ► “X” en el centro de un círculo indica el promedio de todos los resultados de glucemia para los criterios seleccionados.
9	Límite de advertencia hipo	Se indica mediante una línea roja horizontal.
10	Flecha	(No se muestra) Indica que hay más datos en la parte superior del gráfico.

Tabla de día estándar

Seleccione **Tabla** para mostrar la tabla de día estándar. La tabla de día estándar muestra los mismos datos que el gráfico de día estándar en forma de tabla. Para volver al gráfico de día estándar desde la tabla de día estándar, seleccione **Gráfico**.


Bloq. tmpo	Mín.	mg/dL Prom.	Máx.	SD	Med.
07:00	75	122	165	21.0	10
12:00	83	116	146	15.0	7
18:00	110	138	173	34.0	7
23:00	103	127	155	18.0	9

1	Promedio de glucemia para cada bloque de tiempo
2	Resultado de glucemia más bajo de cada bloque de tiempo
3	Bloque de tiempo
4	Escala de tiempo
5	Selección de la hora de la comida
6	Resultado de glucemia más alto de cada bloque de tiempo
7	Desviación estándar (SD) de cada bloque de tiempo
8	Número de mediciones de cada bloque de tiempo

11.5.2 Ver los datos de día estándar

Menú principal > Mis datos > Día estándar

1



Seleccione **Mis datos** en el menú principal.

2



Seleccione **Día estándar**.


NOTA

► Si no hay datos disponibles para mostrar el gráfico y la tabla de día estándar para la escala de tiempo o la hora de la comida seleccionadas, se visualiza la pantalla **No hay datos dispon.**

► El gráfico y la tabla de día estándar no incluyen resultados corruptos, resultados de control, valores HI ni valores LO.



3



Para cambiar la escala de tiempo y la hora de la comida mostradas seleccione **Configurar**.


4



Seleccione una de las opciones de la pantalla **Configurar datos** y siga las instrucciones del resto de este apartado. Cuando haya terminado, seleccione **Atrás** para volver al gráfico o a la tabla de día estándar.


Pantallas para configurar los datos de día estándar

Escala de tiempo



Seleccione una escala de tiempo. Seleccione **Guardar**.

Hora de la comida




Seleccione una hora de la comida. Seleccione **Guardar**.

11.6 Datos de objetivo

El medidor muestra un gráfico circular y una tabla que ilustran sus resultados de glucemia como “Super.”, “Dentro”, “Infer.” e “Hipo” para la escala de tiempo y la hora de la comida seleccionadas.

11.6.1 Interpretar el gráfico circular de objetivo y la tabla de objetivo

Gráfico circular de objetivo




1	Leyenda	Describe las categorías de resultados de glucemia.
2	Gráfico circular de objetivo	Representa los porcentajes de las categorías de resultados de glucemia.
3	Escala de tiempo	
4	Teclas de desplazamiento a la izquierda/derecha	Desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en la escala de tiempo seleccionada. Ejemplo: para una escala de tiempo de 7 días, al seleccionar el icono de desplazamiento a la izquierda se mostrarán los datos de los 7 días anteriores a los mostrados actualmente.
5	Selección de la hora de la comida	
6	Porcentaje de recurrencia	(El número mostrado entre paréntesis representa el número de recurrencias.)

Tabla de objetivo

Seleccione **Tabla** para mostrar la tabla de objetivo. La tabla de objetivo muestra los mismos datos que el gráfico circular de objetivo en forma de tabla.

Para volver al gráfico circular de objetivo desde la tabla de objetivo seleccione **Gráfico circular**.



1	Número de recurrencias	
2	Selección de la hora de la comida	
3	Leyenda	Describe las categorías de resultados de glucemia.
4	Escala de tiempo	
5	Teclas de desplazamiento a la izquierda/derecha	Desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en la escala de tiempo seleccionada. Ejemplo: para una escala de tiempo de 7 días, al seleccionar el icono de desplazamiento a la izquierda se mostrarán los datos de los 7 días anteriores a los mostrados actualmente.
6	Tabla de objetivo	

11.6.2 Ver la tabla de objetivo


Menú principal > Mis datos > Objetivo

1



Seleccione **Mis datos** en el menú principal.

2




Seleccione **Objetivo**.

NOTA

- ▶ Si no hay datos disponibles para mostrar el gráfico circular y la tabla de objetivo para la escala de tiempo o la hora de la comida seleccionadas, se visualiza la pantalla **No hay datos dispon.**
- ▶ El gráfico circular y la tabla no incluyen resultados corruptos, resultados de control, valores HI ni valores LO.




3



Para cambiar la escala de tiempo y la hora de la comida mostradas seleccione **Configurar**.


4



Seleccione una de las opciones de la pantalla **Configurar datos** y siga las instrucciones del resto de este apartado. Cuando haya terminado, seleccione **Atrás** para volver al gráfico o a la tabla de objetivo.


Pantallas para configurar los datos de objetivo

Escala de tiempo



Seleccione una escala de tiempo. Seleccione **Guardar**.

Hora de la comida



Seleccione una hora de la comida. Seleccione **Guardar**.

11.7 Tabla de promedios de glucemia

La tabla de promedios de glucemia muestra los promedios de glucemia y las desviaciones estándar para la escala de tiempo y la hora de la comida seleccionadas.












NOTA

La desviación estándar indica en qué medida los resultados de glucemia difieren del promedio de glucemia. Una desviación estándar alta significa que los resultados de glucemia difieren en gran medida del promedio de glucemia.



11.7.1 Interpretar la tabla de promedios de glucemia

Tabla de promedios de glucemia


7	 Promedios de GC 10 mar 18 - 16 mar 18 7 días	8
6	 mg/dL SD Medición	9
5	 122 25.0 55	10
4	 125 26.0 20	11
3	 116 20.0 11	
2	 117 28.0 5	
1	 122 25.0 6	
	 125 26.0 13	
	  	

1	Icono otros	Datos de todos los resultados de glucemia marcados como otros
2	Icono en ayunas	Datos de todos los resultados de glucemia marcados como en ayunas
3	Icono al acostarse	Datos de todos los resultados de glucemia marcados como al acostarse
4	Icono después de la comida	Datos de todos los resultados de glucemia marcados como después de la comida
5	Icono antes de la comida	Datos de todos los resultados de glucemia marcados como antes de la comida
6	Icono todas	Datos combinados de todas las horas de la comida
7	Escala de tiempo	

8	Teclas de desplazamiento a la izquierda/derecha	Desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en la escala de tiempo seleccionada. Ejemplo: para una escala de tiempo de 7 días, al seleccionar el icono de desplazamiento a la izquierda se mostrarán los datos de los 7 días anteriores a los mostrados actualmente.
9	Desviación estándar de glucemia	Calculada para la hora de la comida
10	Número de mediciones	Se utiliza para calcular los promedios y la desviación estándar de cada hora de la comida
11	Promedio de glucemia	Calculada para la hora de la comida

11.7.2 Ver la tabla de promedios de glucemia

Menú principal > Mis datos > Promedios de GC




Seleccione **Mis datos** en el menú principal.



Seleccione **Promedios de GC**.


NOTA

- ▶ Si no hay datos disponibles para mostrar la tabla de promedios de glucemia para la escala de tiempo o la hora de la comida seleccionadas, se visualiza la pantalla **No hay datos dispon.**
- ▶ Los cálculos no incluyen resultados corruptos, resultados de control, valores HI ni valores LO.



Seleccione **Escala de tiempo** para ajustar la escala de tiempo de la tabla de promedios de glucemia.

NOTA

Seleccione  para ver una lista de iconos de la hora de la comida y sus explicaciones.



4

Elija una escala de tiempo.
Seleccione **Guardar**.

5

	mg/dL	SD	Medición
	122	25.0	55
	125	26.0	20
	116	20.0	11
	117	28.0	5
	122	25.0	6
	125	26.0	13

Cuando haya terminado,
seleccione **Atrás** para volver
al menú **Mis datos**.

12

Datos técnicos

El canal de RF utilizado para la comunicación no es un canal abierto. El medidor solo se puede comunicar con el dispositivo con el que está sincronizado. Por consiguiente, otros aparatos con tecnología inalámbrica Bluetooth (teléfonos móviles, impresoras, etc.) no se pueden sincronizar ni comunicar con el medidor ni tampoco acceder a su información personal.

Declaración de conformidad

Por la presente, Roche declara que el sistema para el tratamiento de la diabetes Accu-Chek Insight cumple los requisitos básicos y otras regulaciones relevantes de la Directiva Europea 2014/53/UE. La declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://declarations.accu-chek.com>

Potencia de transmisión máxima

Medidor Accu-Chek Aviva Insight: 30 mW

Cumplimiento de las normas IEC o ISO

Cualquier aparato adicional conectado a un aparato electromédico debe cumplir las normas IEC o ISO respectivas (p. ej., IEC 60950 o IEC 62368 para equipos de procesamiento de datos). Además, todas las configuraciones deben cumplir los requisitos para equipos electromédicos (véase la cláusula 16 de la última versión válida de la norma IEC 60601-1). Toda persona que conecta dispositivos adicionales a un aparato electromédico está configurando un sistema médico y, por consiguiente, recae bajo su responsabilidad asegurarse de que el sistema cumple los requisitos para equipos electromédicos. En caso de duda, póngase en contacto con el representante local del departamento de servicio técnico.








Referencias de normas/directivas:

- ▶ IEC 60601-1:2012: 7.9.2.3, 7.9.2.5, 8.1.a, 8.2.1, 14.13, 16, 16.1, 16.2.d
- ▶ MDD 93/42/EEC: Anexo I, cláusula 13.6.c

12.1 Explicación de los símbolos

En el envase, en la placa de características y en las instrucciones de uso del medidor puede que encuentre los siguientes símbolos.

	Consúltense las instrucciones de uso
	Precaución, observe las advertencias de seguridad en las instrucciones de uso del producto.
	Límites de temperatura (conservar entre)
	Fabricante
	Número de catálogo
	Número mundial de artículo comercial
	Producto sanitario para diagnóstico in vitro







	Este producto cumple los requisitos de la Directiva Europea 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
	Este producto cumple los requisitos de la Directiva Europea 1999/5/CE sobre equipos de radio y equipos terminales de telecomunicaciones (R&ETT).
	Pila recargable de ión de litio a medida
	Número de lote
	Número de serie
	Fecha de caducidad
	Fecha de fabricación






12.2 Lista de iconos







La tabla siguiente contiene los iconos y nombres de los iconos que pueden aparecer en la pantalla del medidor cuando está sincronizado con un sistema de infusión. Todos los demás iconos se encuentran en el capítulo **Datos técnicos** de las **Instrucciones de uso del administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight**.






Nombre del icono	Icono
Activar	
Ajustes de terapia	
Ajustes del sistema de infusión	
Bolo ampliado	
Bolo ampliado no confirmado	
Bolo ampliado pausado	

Nombre del icono	Icono
Bolo en sistema de infusión o bolo manualmente en sistema de infusión	
Bolo estándar no confirmado	
Bolo estándar o bolo	
Bolo estándar pausado	
Bolo multionda	
Bolo multionda no confirmado	

Nombre del icono	Icono
Bolo multionda pausado	
Cancelar bolo	
Cantidad inmediata bolo multionda	
Cantidad retardada bolo multionda	
Cartucho (sistema de infusión)	
Datos de alarma	

Nombre del icono	Icono
Datos de bolo	
Datos de dosis basal temporal	
Datos del sistema de infusión	
Dosis basal temporal	
Duración de retardo	
Modo del sistema de infusión	

Nombre del icono	Icono
Perfil basal (activar)	
Perfil basal (programar)	
Pila (sistema de infusión)	
Sistema de infusión detenido o detener sistema de infusión	
Sistema de infusión en marcha o iniciar sistema de infusión	
Sistema de infusión pausado	

Nombre del icono	Icono
Temporizador del sistema de infusión	
Tiempo de latencia	
Total diario	
Versión	
Vídeo	

13

Solución de problemas

Este capítulo trata específicamente los problemas que pueden ocurrir al sincronizar el medidor y el sistema de infusión. Para información general sobre solución de problemas, consulte el capítulo **Solución de problemas** de las **Instrucciones de uso del administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight**. Para la solución de problemas de mensajes del sistema de infusión, consulte las **Instrucciones de uso del sistema de infusión de insulina Accu-Chek Insight**.

NOTA

Si al sincronizar el medidor y el sistema de infusión surge algún problema que no figura en este capítulo, póngase en contacto con Roche.



Problema	Posible causa	Posible solución
Mensaje de información Ningún dispositivo detectado	No hay ningún dispositivo con Bluetooth activado dentro del alcance del medidor.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asegúrese de que el sistema de infusión y el medidor no estén a más de 2 metros de distancia entre sí. ▶ Seleccione Aceptar para volver al menú Sincronización nueva. Ponga el sistema de infusión en el modo Agregar dispositivo y vuelta a intentar la sincronización.
Mensaje de información Sistema de infusión sincronizado	El medidor ya está sincronizado con un sistema de infusión.	<p>Seleccione Aceptar para regresar al menú Comunicación y consulte el apartado Desincronizar el medidor del sistema de infusión del capítulo Comunicación entre el medidor y el sistema de infusión de estas instrucciones de uso para eliminar la sincronización actual.</p>
Aparece la pantalla Dispositivo no sincronizado con el mensaje El medidor no se ha podido sincronizar con: [Nombre del sistema de infusión].	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La pila del sistema de infusión está agotada. ▶ El sistema de infusión y el medidor están fuera del alcance de la comunicación. ▶ Hay un obstáculo entre el sistema de infusión y el medidor. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cambie la pila del sistema de infusión. ▶ Asegúrese de que el sistema de infusión y el medidor no estén a más de 2 metros de distancia entre sí. ▶ Asegúrese de que no haya obstáculos entre el sistema de infusión y el medidor.

Problema	Posible causa	Posible solución
Aparece la pantalla Dispositivo no sincronizado con el mensaje [Nombre del sistema de infusión] ya sincronizado con un medidor. Desincronice sistema infusión.	► El sistema de infusión ya está sincronizado con un medidor.	► Elimine la sincronización actual desde el sistema de infusión. Consulte las instrucciones para desincronizar el medidor del sistema de infusión en las Instrucciones de uso del sistema de infusión de insulina Accu-Chek Insight .
	► El sistema de infusión y el medidor ya están sincronizados uno con otro.	► No es necesario realizar ninguna acción.
Mensaje de información Máximo dispositivos sincronizados	El medidor está sincronizado con el número máximo de dispositivos.	Seleccione Aceptar para volver al menú Comunicación , seleccione Sincronizaciones actuales y elimine uno de los dispositivos sincronizados actualmente.
Mensaje de mantenimiento M-68 No hay conexión	<ul style="list-style-type: none"> ► La pila del sistema de infusión está agotada. ► El sistema de infusión y el medidor están fuera del alcance de la comunicación. ► Se ha pulsado una tecla del sistema de infusión que ha deshabilitado temporalmente la comunicación entre el medidor y el sistema de infusión. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Cambie la pila del sistema de infusión. ► Asegúrese de que el medidor y el sistema de infusión no estén a más de 2 metros de distancia entre sí. ► Espere a que la pantalla del sistema de infusión se apague y el medidor y el sistema de infusión restablezcan la comunicación.

Problema	Posible causa	Posible solución
Mensaje de mantenimiento M-27 No hay conexión	Ha transcurrido el tiempo límite para el medidor y el sistema de infusión mientras se esperaba la confirmación de la sincronización.	Repita los pasos desde el apartado Sincronizar el medidor con el sistema de infusión de estas instrucciones de uso y siga las instrucciones de las pantallas de ambos dispositivos.
Mensaje de mantenimiento M-83 El sistema de infusión no puede completar la tarea	Se ha perdido la comunicación entre el medidor de glucemia y el sistema de infusión.	<p>Si aparece este mensaje mientras el sistema de infusión intenta administrar un bolo de insulina, realice las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse “Aceptar” en el mensaje M-83 para confirmarlo. 2. Apague el medidor de glucemia. 3. Revise el sistema de infusión para determinar la cantidad exacta de insulina que ha administrado el sistema de infusión. 4. Para volver a establecer la comunicación entre el medidor de glucemia y el sistema de infusión, espere a que la pantalla del sistema de infusión se apague y, a continuación, encienda el medidor. Si el medidor de glucemia no se conecta con el sistema de infusión, presione la tecla On/Off durante 5 segundos para restablecer el medidor de glucemia. 5. Asegúrese de que no programa ningún bolo duplicado. Si el sistema de infusión no administró la cantidad de bolo original, programe la cantidad de bolo no administrada.

14

Glosario

Término	Definición
Advertencia	Indica elementos y circunstancias que presentan riesgos y pueden causar daños personales.
Alarma	Notificación acústica o vibración (silenciosa) que indica un recordatorio, una advertencia, un error o un mensaje de mantenimiento.
am	Ante merídiem (anotación en el reloj con formato de 12 horas para indicar “antes del mediodía”)
BE	Bread Equivalent (unidad de pan)
Bloque de tiempo	Hasta 8 periodos de tiempo dentro de un día.
Bolo	La cantidad de insulina administrada (además de la dosis basal) para compensar la ingesta de alimentos y corregir niveles altos de glucemia. La cantidad de bolo está determinada por las instrucciones del personal sanitario que le atiende, el nivel de glucemia, la ingesta de alimentos, el nivel de actividad y otros factores.
Bolo ampliado	Un bolo administrado a lo largo de un periodo de tiempo. Puede resultar útil durante largas comidas o si se ingieren alimentos de digestión lenta. El bolo ampliado también puede ser conveniente en el caso de usuarios que padecen gastroparesis (vaciamiento gástrico retardado).

Término	Definición
Bolo estándar	Bolo que se suministra inmediatamente.
Bolo manual en el sistema de infusión	Bolo que se administra utilizando los controles del sistema de infusión en lugar del medidor.
Bolo máximo	El bolo máximo sirve como medida de seguridad contra bolos inintencionadamente grandes. Es un ajuste tanto del medidor como del sistema de infusión que especifica una cantidad máxima de bolo. Para bolos por bolígrafo/jeringa, un bolo mayor que la cantidad máxima de bolo necesita una confirmación adicional. En el sistema de infusión no es posible administrar un bolo mayor que la cantidad máxima de bolo.
Bolo multionda	Combina la administración de un bolo inmediato seguida de la administración de un bolo ampliado. Un bolo multionda puede resultar útil cuando se ingieren alimentos que incluyen tanto carbohidratos de acción rápida como de acción lenta.
Bolo por bolígrafo/jeringa	Bolo administrado utilizando un bolígrafo o jeringa de insulina.
Bolo rápido	Administración de un bolo del sistema de infusión utilizando las teclas de bolo rápido. Cada pulsación de tecla equivale a un incremento de bolo (es decir, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 o 2,0 unidades de insulina). Consulte las instrucciones de uso del sistema de infusión para más información.

Término	Definición
°C	Grados Celsio (o centígrados)
Candado	Función que deshabilita las teclas de un dispositivo para evitar un uso involuntario.
Cantidad inmediata	Cantidad de insulina administrada por un bolo estándar o administrada al principio de un bolo multionda.
Cantidad retardada	Cantidad de insulina administrada durante un periodo de tiempo por un bolo ampliado o después de la cantidad inicial de un bolo multionda.
Carbohidratos	Los alimentos con carbohidratos contienen azúcares y almidones. Los carbohidratos pueden aumentar los niveles de glucemia lenta o rápidamente. Generalmente los carbohidratos se cuentan para calcular una cantidad de insulina de bolo.
CC	Carbohydrate Choice (unidad de carbohidratos)
Control del funcionamiento	Medición que se realiza en el medidor con solución de control para comprobar que el medidor y las tiras reactivas funcionan correctamente.

Término	Definición
Cordón	Cordel alrededor de la muñeca o del cuello para llevar un objeto.
Descartar	Finaliza un recordatorio.
Desviación estándar	En estas instrucciones de uso, la desviación estándar muestra en qué medida varían los resultados de glucemia (p. ej., cuando los resultados de glucemia se acercan al promedio de glucemia, la desviación es baja).
Dosis basal	Cantidad de insulina administrada por hora que es necesaria para cubrir sus necesidades de insulina basal independiente de las comidas.
Duración de retardo	Cantidad de tiempo durante el cual se administra un bolo ampliado o un bolo multionda.
Escala de tiempo	El usuario define la duración de tiempo para configurar un gráfico o una tabla de Mis datos.
Escala objetivo	Límites del nivel de glucemia deseados, superior e inferior, que se consideran aceptables en ayunas o antes de una comida según lo establecido por el personal sanitario que le atiende.
Evento de salud	Información sobre el estado actual de salud del paciente o las actividades que realiza (Ejercicio 1, Ejercicio 2, Estrés, Enfermedad, Premenstrual o Personalizado). Es posible seleccionar y guardar hasta un máximo de 4 eventos de salud para un resultado de glucemia. Cada estado o actividad (evento de salud) equivale a un porcentaje determinado conforme a los ajustes realizados y se utiliza para adaptar las recomendaciones de bolo.

Término	Definición
°F	Grados Fahrenheit
FCC	Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU. (United States Federal Communications Commission)
g	Gramos
GHz	Gigahercios
Glucemia (GC)	Nivel de glucemia (azúcar en la sangre).
HI	Aparece en la pantalla del medidor cuando el resultado de glucemia está por encima del rango de medición del medidor.
Hiper	Hiperglucemia: estado que se da cuando el nivel de glucemia es demasiado alto.
Hipo	Hipoglucemia: estado que se da cuando el nivel de glucemia es demasiado bajo.
Hora actual	Hora ajustada por el usuario en el menú Ajustes, pantalla Fecha y hora.

Término	Definición
Hora de finalización	Hora de finalización de un bloque de tiempo.
Hora de inicio	Hora de inicio de un bloque de tiempo.
Hora de la comida	Información sobre el momento en que se realiza una medición de glucemia (antes de la comida, después de la comida, antes de acostarse, en ayudas u otras). Se puede seleccionar en un menú desplegable y se guarda con un resultado de glucemia.
IC	Industry Canada
Incremento de insulina	Cantidad en unidades (U) con la que se ajusta su dosis de insulina al programar un bolo o al introducir una entrada manual en el diario.
Insulina activa	Es un valor calculado que representa la cantidad efectiva de insulina que se encuentra en el cuerpo actualmente para reducir la glucemia. Esta cantidad no incluye la insulina que está en actividad para compensar la ingesta de carbohidratos. Tampoco incluye la insulina basal.
ISO	Organización Internacional de Normalización

Término	Definición
KE	Kohlenhydrateinheit (unidad de carbohidratos)
LCD	Pantalla de cristal líquido (Liquid Crystal Display)
Límite de advertencia	Véase Límite de advertencia Hiper o Límite de advertencia Hipo.
Límite de advertencia Hiper	Límite ajustado en el medidor. Cuando el resultado de glucemia está por encima del límite de advertencia Hiper, se emite una advertencia. Consulte al personal sanitario que le atiende para que le proporcione el límite de advertencia Hiper o le ayude a decidirlo.
Límite de advertencia Hipo	Límite ajustado en el medidor. Cuando el resultado de glucemia está por debajo del límite de advertencia Hipo, se emite una advertencia. Consulte al personal sanitario que le atiende para que le proporcione el límite de advertencia Hipo o le ayude a decidirlo.
LO	Aparece en la pantalla del medidor cuando el resultado de glucemia está por debajo del rango de medición del medidor.
Medidor	El medidor de glucemia

Término	Definición
mg/dL	Miligramos por decilitro
Modo avión	Este ajuste desactiva todas las conexiones inalámbricas del medidor para cumplir las regulaciones del transporte aéreo.
Modo de detección	Cuando el medidor o el sistema de infusión están “detectables”, otros dispositivos con Bluetooth pueden detectarlos, sincronizarse con ellos o conectarse a ellos.
N/A	No aplicable.
Nota	Información adicional
Notas rápidas	Entrada en el diario que se puede guardar rápidamente desde la pantalla del menú principal o de estado.
Opciones de recomendación	Factores que influyen en las recomendaciones de bolo: subida tras la comida, tamaño de aperitivo, tiempo de acción y tiempo de retardo.
Pantalla táctil	Pantalla que se puede tocar para interactuar con el dispositivo.
PIN	Número de identificación personal (Personal Identification Number)

Término	Definición
pm	Post merídiem (anotación en el reloj con formato de 12 horas para indicar “después del mediodía”).
Predeterminado	Ajustes iniciales del medidor antes de que el usuario los cambie o personalice.
Recomendación de bolo	Cuando está habilitada, la recomendación de bolo sugiere la cantidad de insulina que debe administrarse para una comida y/o para corregir niveles de glucemia.
Recordar después de	Ajuste de un recordatorio de medición de glucemia. El periodo de tiempo que desea que transcurra después de un resultado de glucemia alta, de un resultado de glucemia baja o de una comida antes de que se emita el recordatorio.
Recordatorio	Cuando están activados, los recordatorios le recuerdan que realice una medición de glucemia, que repita una medición o que tiene una actividad o evento.
Recordatorio después de glucemia alta	Le recuerda que debe repetir la medición de glucemia. Cuando está activado, este recordatorio se emite después de un resultado de glucemia alta.
Recordatorio después de glucemia baja	Le recuerda que debe repetir la medición de glucemia. Cuando está activado, este recordatorio se emite después de un resultado de glucemia baja.

Término	Definición
Recordatorio después de las comidas	Le recuerda que debe repetir la medición de glucemia. Cuando está activado, este recordatorio se emite después de una comida. Para que se emita este recordatorio, debe introducir la hora de la comida de una medición de glucemia como antes de la comida.
Recordatorios de medición de glucemia	Le recuerdan que debe repetir la medición de glucemia después de un resultado de glucemia alta, de un resultado de glucemia baja o de una comida.
Relación de carbohidratos	La cantidad de insulina necesaria a tener en cuenta para un cierto número de carbohidratos.
Repetir señal	Reprograma un recordatorio del medidor para que se vuelva a emitir transcurrido un periodo de tiempo preajustado (por ejemplo, 5 minutos).
Resultado corrupto	Resultado histórico que no se puede visualizar en el medidor debido a un error.
Resultado de control	Valor que muestra el medidor como resultado de un control del funcionamiento. Cuando el resultado de control está dentro del rango que aparece en la etiqueta del tubo de tiras reactivas, significa que el medidor y las tiras reactivas funcionan correctamente.
RF	Radiofrecuencia

Término	Definición
SD	Desviación estándar
Sensibilidad a la insulina	Cantidad de insulina necesaria para reducir el nivel de glucemia en una cantidad determinada.
Silenciar	Silencia temporalmente un recordatorio del sistema de infusión. El recordatorio volverá a emitirse al cabo de 60 segundos excepto si selecciona Descartar.
Sincronizado	Cuando están sincronizados, el medidor y otro dispositivo se comunican exclusivamente entre sí e intercambian información. Cuando están sincronizados, el medidor y el sistema de infusión se comunican exclusivamente entre sí e intercambian información.
Sistema de infusión	Véase Sistema de infusión de insulina.
Sistema de infusión de insulina	Dispositivo que administra un suministro continuo de insulina al cuerpo del paciente.
Subida tras la comida	Aumento de los niveles de glucemia durante o después de las comidas que se considera normal dentro de un rango determinado, aunque se haya administrado un bolo.

Término	Definición
Supresión de la señal	Suprime las señales del medidor hasta que finaliza el periodo de supresión o se enciende el medidor.
Tamaño del aperitivo	El tamaño del aperitivo define un umbral de carbohidratos por encima del cual se origina una subida tras la comida.
Tecnología inalámbrica Bluetooth	Tecnología inalámbrica de comunicaciones de corto alcance que conecta dispositivos entre sí (como el medidor y el sistema de infusión) para el intercambio de información.
Tiempo de acción	Es el periodo de tiempo desde el inicio de un bolo hasta que el nivel de glucemia ha regresado al nivel ideal.
Tiempo de latencia	Periodo de tiempo antes de que un bolo programado empiece a ser administrado.
Tiempo de retardo	Periodo de tiempo antes de que la insulina empiece a reducir los niveles de glucemia.
Tira reactiva	Tira de plástico que cuando está insertada en un medidor reacciona con una gota de sangre para proporcionar un resultado de glucemia.

Término	Definición
U	Unidades (unidades de insulina)
Umbral de glucemia	Ajuste de un recordatorio de medición de glucemia. El límite superior de glucemia para un recordatorio de glucemia alta y el límite inferior de glucemia para un recordatorio de glucemia baja.
USB	Bus serie universal (Universal Serial Bus)
Velocidad de administración	Velocidad a la que se administra la cantidad inmediata de un bolo estándar o de un bolo multionda.

Índice

A

- administración de bolo 69
 - ampliado 60, 72
 - bolígrafo/jeringa 65
 - estándar 57, 70
 - manualmente en el sistema de infusión 67
 - multionda 62, 74
 - personalizado 76
 - usar la recomendación de bolo 86
- ajustes del dispositivo 115, 141
- ajustes del sistema de infusión 115
- ajustes de terapia 115, 127
- asistente de configuración 14, 16

B

- barra de desplazamiento 6
- bloques de tiempo 24
- bolo
 - administración 55
 - ajustes 130, 132, 133, 134, 135
 - cancelar un bolo 82, 84
 - eliminar bolo personalizado 80
 - tipo 56

C

- candado 146
- cantidad máxima de bolo 134
- carbohidratos
 - ajustar cantidad 163, 167
 - ajuste de unidad 18
 - descripción de unidad 22
- cargar la pila 9
- comunicación 31

D

- diario
 - ajustar datos 161
 - añadir datos nuevos 166
 - descripción 154
 - descripción de registro 154
- dispositivo no sincronizado 206, 207
- dosis basal
 - cancelar 98
 - dosis basal temporal inicial 93
 - dosis basal temporal personalizada 95
 - eliminar 100

E

eventos de salud
ajustar porcentajes 21
elegir evento de salud 53, 163, 168

F

fecha de caducidad 47
fecha y hora 18, 115, 150
formato de hora 17

G

glucemia
añadir información 52
medición 47
resultado 50, 52
gráfico de tendencia 170

H

hora 18
hora de la comida 53, 163, 167

I

icono carbohidratos aceptados 158
icono carbohidratos no aceptados 159
idioma 17
idioma del sistema de infusión 148
imagen inicial 16
incremento de bolo rápido 132
intervalo ideal 19

L

límite de advertencia hiper 18
límite de advertencia hipo 18
límites de advertencia
ajuste 18
descripción 23
lista de iconos 156, 201

M

mensaje de información 206, 207
mensaje de mantenimiento 207, 208
mis datos 153
modo avión 113, 114
modo de señal 111, 141, 144

N

ningún dispositivo detectado 206
nivel advertencia de cartucho 139
no hay conexión 208

P

pantalla de estado 7
pantalla de inicio, descripción 5
pantalla del menú principal 6
perfil basal
 activar 107
 borrar 109
 programar 103
pila 206

R

ranura para tira reactiva 48
recomendación de bolo
 configuración 18
 opciones 28
 vista general 25
recordatorios del sistema de infusión 115, 116, 117
relación de carbohidratos
 ajuste 19
 descripción 26
resultado de glucemia, detalles de resultado de glucemia 51

S

sensibilidad a la insulina
 ajuste 19
 descripción 26
set de infusión
 ajustes 137
 cambiar recordatorio 122
símbolos 200
sincronización 31
subida comida
 ajuste 21
 descripción 28
supresión de la señal 144

T

tamaño de aperitivo
 ajuste 21
 descripción 28
temporizador de apagado automático 128
tiempo de acción
 ajuste 21
 descripción 28
tiempo de latencia 135
tiempo de retardo
 ajuste 21
 descripción 29
tubo de tiras reactivas 47

U

USB

cable 9, 12

puerto del PC 12

V

velocidad de administración 133

España

Línea de Atención al Cliente: 900 400 000

www.accu-chek.es

© 2019 Roche Diabetes Care

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK INSIGHT y ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT son marcas registradas de Roche.



CONTINUA, los logotipos de CONTINUA y CONTINUA CERTIFIED son marcas registradas, marcas de servicio o marcas de certificación de Continua Health Alliance. CONTINUA es una marca registrada en algunos países en los que se distribuye este producto, pero no en todos.

La palabra de la marca *Bluetooth®* así como sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de los mismos por Roche se ha realizado bajo licencia.

Todos los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-check.com

