

ACCU-CHEK® Guide

TESTS

REF 07453736

(ES)

Producto para autodiagnóstico

Prueba diagnóstica en el lugar de asistencia al paciente

Uso previsto

Las tiras reactivas Accu-Chek Guide, usadas con la familia de medidores Accu-Chek Guide, están indicadas para realizar mediciones cuantitativas de glucemia en sangre capilar total fresca obtenida del dedo, la palma de la mano, el antebrazo o el brazo con el fin de analizar la eficacia del control de glucemia.

Las tiras reactivas Accu-Chek Guide, usadas con la familia de medidores Accu-Chek Guide, están previstas para el autodiagnóstico in vitro por personas con diabetes.

Las tiras reactivas Accu-Chek Guide, usadas con la familia de medidores Accu-Chek Guide, están previstas para las pruebas diagnósticas in vitro en el lugar de asistencia al paciente realizadas por el personal sanitario en ambientes hospitalarios. Las mediciones con sangre venosa, arterial y neonatal solo debe realizarlas el personal sanitario.

Los sistemas no son para diagnosticar la diabetes mellitus, ni para realizar mediciones con muestras de sangre neonatal del cordón umbilical.

Información para el usuario

Lea este prospecto y las instrucciones de uso antes de realizar una medición de glucemia.

El prospecto contiene indicaciones de advertencia y de precaución:

Una AVERTENCIA indica un peligro previsible grave.

Una PRECAUCIÓN describe una medida que debe tomar para utilizar el producto de manera segura y efectiva o para evitar daños en el producto.

ADVERTENCIA

Peligro de asfixia

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de niños pequeños y personas que puedan tragárselas.

Riesgo de un incidente grave para la salud

Si no se siguen las instrucciones para realizar la medición o las instrucciones de almacenamiento y manejo de las tiras reactivas, puede obtenerse un resultado de glucemia incorrecto que conduzca a un tratamiento inadecuado.

Lea detenidamente las indicaciones de las instrucciones de uso y los prospectos de las tiras reactivas y las soluciones de control.

Riesgo de infección

La sangre humana es una posible fuente de transmisión de infecciones. Evite exponer a otras personas a componentes contaminados.

Deseche la tira reactiva usada como material infeccioso de acuerdo con el reglamento aplicable en su país.

Contenido del envase

Envase con tiras reactivas y prospectos.

Puede desechar todos los elementos del envase como residuo de envase doméstico. Deseche las tiras reactivas usadas según las normas locales vigentes. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Roche.

Almacenamiento y manejo de las tiras reactivas

• Si el tubo está abierto o dañado antes de utilizar las tiras reactivas por primera vez, si la tapa no está completamente cerrada, si ve algún daño en la tapa o en el tubo, o si algo impide que la tapa se cierre correctamente, no utilice las tiras reactivas. Póngase en contacto con Roche.

• Almacene las tiras reactivas a temperaturas entre 4 y 30 °C. No congele las tiras reactivas.

• Use las tiras reactivas a temperaturas entre 4 y 45 °C.

• Use las tiras reactivas con una humedad ambiental de entre el 10 y el 90 %. No almacene las tiras reactivas en ambientes sumamente calientes o húmedos como el baño o la cocina.

• Almacene las tiras reactivas no usadas en el tubo original cerrado.

• Cierre el tubo de tiras reactivas hermética e inmediatamente después de retirar una tira reactiva para proteger las tiras reactivas de la humedad.

• Use la tira reactiva inmediatamente después de retirarla del tubo de tiras reactivas.

• Deslice las tiras reactivas pasada su fecha de caducidad. Pasada su fecha de caducidad, las tiras reactivas pueden producir resultados incorrectos.

• La fecha de caducidad está impresa en el envase de tiras reactivas y en la etiqueta del tubo de tiras reactivas al lado del símbolo . Si se almacenan y se usan correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de caducidad impresa. Esto es válido tanto para tiras reactivas de un tubo de tiras reactivas nuevo, cerrado, como para tiras reactivas de un tubo ya abierto por el usuario.

• Utilice las tiras reactivas solo una vez. Las tiras reactivas solo pueden utilizarse una única vez.

Realizar una medición de glucemia

Consulte las instrucciones de uso del medidor para recibir instrucciones sobre cómo obtener una muestra de sangre y realizar una medición de glucemia.

Interpretar los resultados de medición

El valor normal de glucemia en ayunas para un adulto sin diabetes es inferior a 100 mg/dL (6,5 mmol/L).¹ El valor normal de glucemia para un adulto sin diabetes 2 horas después de la comida, p.ej., simulado por la prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTG) con 75 g, es inferior a 140 mg/dL (7,8 mmol/L).¹ Uno de los criterios para diagnosticar diabetes en adultos es un valor de glucemia en ayunas de 126 mg/dL o superior (7,0 mmol/L o superior), confirmado mediante dos mediciones.^{1,2} Se considera que se producen alteraciones de la glucemia en ayunas (*prediabetes*).¹ Existen otros criterios para diagnosticar la diabetes. Póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende para determinar si Ud. tiene diabetes o no. Para personas con diabetes: póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende para determinar el rango de glucemia adecuado para Ud. Siga el tratamiento para la hipoglucemias o hiperglucemias recomendado por el personal sanitario que le atiende.

Resultados de medición no esperados

Si en la pantalla del medidor aparece LO, su glucemia puede ser inferior a 10 mg/dL (0,6 mmol/L).

Si en la pantalla del medidor aparece HI, su glucemia puede ser superior a 600 mg/dL (33,3 mmol/L). Consulte las instrucciones de uso para información más detallada sobre los mensajes de error.

PRECAUCIÓN

Riesgo de un incidente grave para la salud

Nunca ignore síntomas ni haga cambios significativos en su terapia para la diabetes sin hablar con el personal sanitario que le atiende. Si su resultado de glucemia no coincide con cómo se siente, siga estos pasos:

- Repita la medición de glucemia con una tira reactiva nueva.
- Realice un control del funcionamiento como se describe en las instrucciones de uso.
- Consulte otras causas en las instrucciones de uso.

Si sus síntomas siguen sin coincidir con los resultados de glucemia, póngase en contacto con el personal sanitario.

Rangos de concentración Accu-Chek Guide

Control 1: 30–60 mg/dL (1,7–3,3 mmol/L)

Control 2: 252–342 mg/dL (14,0–19,0 mmol/L)

Información para personal sanitario

El sistema puede utilizarse en contextos sanitarios profesionales como consultorios médicos, en las salas generales, en caso de sospecha de diabetes y en casos de emergencia.

Obtención y preparación de muestras por parte de personal sanitario

- Al usar la familia de medidores Accu-Chek Guide, atengase siempre a los procedimientos vigentes para la manipulación de objetos potencialmente contaminados con material humano. Siga las normas de higiene y seguridad de su laboratorio o institución.

- Para realizar una medición de glucemia se necesita una gota de sangre. Puede usarse sangre capilar. Puede usarse sangre venosa, arterial o neonatal, pero debe obtenerla el personal sanitario.

- Asegúrese de purgar las líneas arteriales antes de obtener la muestra de sangre y aplicarla a la tira.

- El sistema ha sido probado con sangre neonatal. Según la buena práctica clínica se recomienda actuar con precaución al interpretar valores de glucemia de neonatos inferiores a 50 mg/dL (2,8 mmol/L). Siga las recomendaciones de seguimiento establecidas por su institución para valores de glucemia críticos en neonatos.

- Para minimizar el efecto de glucilisina, las mediciones de glucemia con sangre venosa o arterial deben realizarse en el transcurso de 30 minutos a partir de la obtención de las muestras de sangre.

- Evite la formación de burbujas de aire al usar pipetas.

- Se aceptan las muestras de sangre capilar, venosa y arterial que contienen estos anticoagulantes o agentes conservantes: EDTA, heparina de litio o heparina de sodio. No se recomiendan anticoagulantes que contengan acetato de yodo o fluoruro.

- Las muestras refrigeradas deben adoptar la temperatura ambiente lentamente antes de proceder a la medición.

- Información adicional para personal sanitario

Si el resultado de glucemia no refleja los síntomas clínicos del paciente o resulta inesperadamente alto o bajo, realice un control del funcionamiento. Si el control del funcionamiento confirma que el sistema está funcionando correctamente, repita la medición de glucemia. Si el resultado resulta de glucemia continua pareciéndole no esperado, siga las normativas locales para tomar las medidas oportunas.

Deseche todos los elementos del envase con conformidad con las normativas locales. Consulte las disposiciones locales, dado que pueden variar de un país a otro.

LIMITACIONES

Ciertas afecciones médicas pueden conducir a un resultado de medición incorrecto. Si sabe que padece una o más de las siguientes afecciones médicas, no use la tira reactiva. Si no está seguro de si padece alguna de las afecciones médicas, póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende.

- Las muestras lipémicas (triglicéridos) >1.800 mg/dL (20,3 mmol/L) pueden producir resultados de glucemia elevados.

- No use este sistema durante la prueba de absorción de cloro.

- No use este sistema si se le está administrando ácido ascórbico por vía intravenosa.

- Si está restringida la circulación periférica, no se recomienda la obtención de sangre capilar de los sitios de muestra aprobados, dado que los resultados pueden no reflejar fielmente el nivel de glucemia fisiológico. Esto puede ocurrir en las circunstancias siguientes: deshidratación grave causada por cetoacidosis diabética o síndrome hiperglucémico hiperosmolar sin cetoacidosis, hipotensión, choque, insuficiencia cardíaca descompensada de clase IV de la NYHA o enfermedad occlusiva arterial periférica.

- El hematocrito debe situarse entre el 10 y el 65 %. Póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende si no conoce su hematocrito.

- Este sistema se ha probado en altitudes de hasta 3.094 metros. No utilice este sistema en altitudes superiores a 3.094 metros.

Características de funcionamiento

La familia de medidores Accu-Chek Guide cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 15197:2013 (Sistemas de ensayo para diagnóstico in vitro – Requisitos para los sistemas de monitorización de glucosa en sangre para autodiagnóstico en el manejo de la diabetes mellitus).

Calibración y trazabilidad: el sistema (medidor y tiras reactivas) es calibrado con sangre venosa que necesitan ser diferenciadas de glucosa como medio de calibración. Los valores de referencia necesarios han sido establecidos mediante el método de hexoximida, que se calibra con el método ID-GCMS. El método ID-GCMS es el método de mayor calidad disponible y se ha validado basado en un estandar NIST certificado (traceable). A través de este sistema, los resultados para las soluciones de control obtenidos con las tiras reactivas también se pueden basar en el estandar NIST.

Intervalo de medición del sistema: 10–600 mg/dL (0,6–33 mmol/L) para la tira reactiva

Tamaño de la muestra: 0,6 µL

Tiempo de medición: <4 segundos

Exactitud del sistema:

Resultados de la exactitud del sistema con concentraciones de glucosa inferiores a 100 mg/dL (inferiores a 5,55 mmol/L)

dentro de ±5 mg/dL (dentro de ±0,28 mmol/L)	dentro de ±10 mg/dL (dentro de ±0,56 mmol/L)	dentro de ±15 mg/dL (dentro de ±0,83 mmol/L)
175/186 (94,1 %)	186/186 (100 %)	186/186 (100 %)

Resultados de la exactitud del sistema con concentraciones de glucosa iguales o superiores a 100 mg/dL (iguales o superiores a 5,55 mmol/L)

dentro del ±5 %	dentro del ±10 %	dentro del ±15 %
296/414 (71,5 %)	404/414 (97,6 %)	413/414 (99,8 %)

Resultados de la exactitud del sistema con concentraciones de glucosa entre 14 mg/dL (0,78 mmol/L) y 578 mg/dL (32,1 mmol/L)

dentro de ±15 mg/dL o dentro del ±15 % (dentro de ±0,83 mmol/L o dentro del ±15 %)
599/600 (99,8 %)

Evaluación de funcionamiento por el usuario: se realizó un estudio representativo con el sistema de monitorización de glucemia Accu-Chek Guide destinado a evaluar los valores de glucemia de muestras de sangre capilar de la yema del dedo procedentes de 100 usuarios no profesionales y se obtuvieron los siguientes resultados:

- Con concentraciones de glucosa inferiores a 100 mg/dL (inferiores a 5,55 mmol/L), 100 % de los resultados de medición estaban dentro de ±15 mg/dL (dentro de ±0,83 mmol/L) de los resultados de medición obtenidos mediante pruebas de laboratorio.

- Con concentraciones de glucosa iguales o superiores a 100 mg/dL (iguales o superiores a 5,55 mmol/L), 98,9 % de los resultados de medición estaban dentro del ±15 % de los resultados de medición obtenidos mediante pruebas de laboratorio.

Método de medición: la enzima de la tira reactiva, una glucosa deshidrogenasa (GDH) dependiente de FAD expresada en *A. oryzae*, convierte la glucosa de la muestra de sangre en glucolactonato. Esta

reacción crea una corriente eléctrica CC inofensiva que el medidor interpreta para el resultado de glucemia. La muestra y las condiciones medioambientales se evalúan mediante señales de CC y CC.

- Nepoužíte testovací proužky uchovávejte v původní tubě s testovacími proužky se zavřeným víčkem.
- Po využití testovacího proužku tubu ihned pevně uzavřete, abyste testovací proužky ochránili před vlhkosťí.
- Testovací proužek použijte ihned po využití z tuby.
- Testovací proužky s prošlou dobou použitelnosti zlikvidujte. Takové testovací proužky mohou podvádat chybou výsledky. Doba použitelnosti je vytisklá na balení testovacích proužků a na štítku tuby s testovacími proužky vedle symbolu . Testovací proužek lze použít do vytisklé doby použitelnosti, pokud jsou rádce uchovávány a používány. Platí to jak pro testovací proužky z nové neetichetizované s testovacími proužky, tak pro testovací proužky z již etichetizované tuby.
- Testovací proužek použijte pouze jednou. Testovací proužky jsou určeny pouze pro jednorázové použití.

provedení měření glykémie

V brožurce uživatelé glukometru najdete pokyny jak odberat vzorek krve a vykonat měření glykémie.

interpretace výsledků měření

Normální hodnota glykémie dospělé osoby bez diabetu je nižší než 5,6 mmol/L (100 mg/dL).¹ Normální hodnota glykémie dospělé osoby bez diabetu po jídle, stanovená např. pomocí orálního glucometrického testu (OGTT) 75 g, je nižší než 7,8 mmol/L (140 mg/dL).² Kritériem, jímž se u dospělých zjiští diabetes, je hodnota glykémie náležného výše 7,0 mmol/L (126 mg/dL) nebo větší, která je potvrzena dvěma měřeniami.^{3,4} Dospělí, kteří mají náležnou hodnotu glykémie 5,6 až 6,9 mmol/L (100 až 125 mg/dL), mají porušovanou glukózovou toleranci (pre-diabetes).⁵

K diagnostikování diabetu existují i další kritéria. Obráťte se na svého profesionálního zdravotníka, aby zjistil, zda máte riziko k náležnosti. Pro osoby s diabetem: Poradte se s profesionálním zdravotníkem, jaké rozměry hodnoty glykémie je pro vás vhodné. Své nízké či vysoké hodiny glykémie řešte podle postupu doporučeného vašim profesionálním zdravotníkem.

Nezvýšky výsledky měření

Pokud se na displeji glukometru objeví text LO, hladina vaši glykémie může být nižší než 0,6 mmol/L (10 mg/dL).

Pokud se na displeji glukometru objeví text HI, hladina vaši glykémie může být vyšší než 33,3 mmol/L (600 mg/dL).

Podrobnejší informace o chybách zprávách naleznete v brožurce uživatele.

Preventivní opatření

Riziko závažného zdravotního události

Nikdy neignorujte příznaky ani neprovádějte významné změny ve své léčbě diabetu, aniž byste si nejdříve promluvili s profesionálním zdravotníkem. Pokud naměřený výsledek glykémie neodpovídá vašim pocitům, postupujte takto:

- Opakujte měření glykémie s novým testovacím proužkem.
- Prověřte funkční kontrolu do pokynu v brožurce uživatele.
- Další příčiny najdete v brožurce uživatele.

Pokud máte stále příznaky neodpovídající výsledkům měření glykémie, kontaktujte svého profesionálního zdravotníka.

Rozsahy koncentrace kontrolních roztoků Accu-Chek Guide

Control 1: 1,7–3,3 mmol/L (30–60 mg/dL)

Control 2: 14,0–19,0 mmol/L (252–342 mg/dL)

Informace pro profesionální zdravotníky

Systém lze používat v profesionálních zdravotnických prostředích jako např. v ordinacích lekářů, na interních odděleních, v případech podezření na diabetes a v nařádových případech.

Odhěr a příprava vzorků profesionálnímu zdravotníkovi

- Při použití glukometru fády Accu-Chek Guide vždy dodržujte pokyny k manipulaci s potenciálně kontaminovaným lidským materiálem. Dodržujte hygienické a bezpečnostní zásady své laboratoře či zdravotnického zařízení.

K provedení měření glykémie je nutná kapka krve. Lze použít kapilární krev, žilinu, tepennou nebo novorozeneckou krev. Použití žiliny, tepennou nebo novorozeneckou krví je povolené v ordinacích lekářů.

Pozor, před odberem krevního vzorku a jeho aplikací na testovací proužek přečistěte arteriální katetry. Funkce systému byla ověřena při použití novorozenecké krve. V souladu se správnou klinickou praxí doporučujeme interpretovat hodnoty glykémie u novorozenců se zvýšenou opatrností, pokud jsou nižší než 2,8 mmol/L (50 mg/dL). Doporučuje doporučení pro nařazování péče o novorozence s kritickými hodnotami glykémie podle pokynů zdravotnického zařízení.

Nemá-li docházet k rozsáhlé glykólyze, zajistěte provedení měření u žilní či tepenné krve do 30 minut od odberu vzorku krve.

Používejte-li pipety, zamezte vzniku vduchových bublin.

Přijetelé soubory zkapilární krve, žilinu a tepenné krve obsahují následující antikoagulantia nebo konzervační látky: EDTA, lithná nebo sádru sál heparinu. Používejte antikoagulantia obsahující jodacetát či fluorid se nedoporučuje.

Vzorky uchovávané v chladničce nechte před měřením pomalu vytemperovat na okolní teplotu.

Další informace pro profesionální zdravotníky

Pokud výsledek glykémie neodpovídá klinickému příznaku pacienta nebo se zdá nezvýšky vysoký nebo nízký, prověřte funkční kontrolu. Pokud funkční kontrola potvrdí, že systém funguje správně, opakujte měření glykémie. Pokud se i druhý výsledek glykémie zdá nezvýšky, postupujte dále podle pokynů vašeho zdravotnického zařízení.

Zlikvidujte obalení selenu podle pravidel zdravotnického zařízení. Seznamte se s místními předpisy, mohou se lišit podle země.

Omzení

Určité zdravotní problémy mohou vést k nezprávnému výsledku měření. Jestliž vše, že se u vás vyskytuje jedno či několik z následujících zdravotních problémů, nepoužívejte testovací proužek. Pokud si nejste jisti, zda pro vás platí jakýkoliv z uvedených zdravotních problémů, obrátte se na profesionálního zdravotníka.

- Koncentrace lipidických vzorků (triglyceridy) >20,3 mmol/L (>1 800 mg/dL) mohou způsobit zvýšené výsledky glykémie.

Nepoužívejte tento systém, pokud se podrobujete intravenóznímu podání kyseliny askorbové.

Pokud má pacient poškozenou funkci periferního občerstvení, odber kapilární krve ze schválených míst neodporučuje, protože by výsledek nemusel přesně odrážet hladinu glykémie. Může k tomu dojít v následujících situacích: závažná dehydratace v důsledku diabetické ketacidózy nebo hyperglykémického hyperosmolárního syndromu, v důsledku hypotonie, šoku, dekompenzovaného měšákového srdečního selhání (trida NYHA IV) nebo okluzivního onemocnění periférních tepen.

Hematokrit se musí pohybovat mezi 10 a 65 %. Pokud neznáte hodnotu svého hematokritu, požadujte od svého profesionálního zdravotníka.

Tento systém byl ověřován v nadmořských výškách až 3 094 m. Tento systém nepoužívejte v nadmořských výškách větších než 3 094 m.

Výkonnové parametry

Glukometry fády Accu-Chek Guide splňují požadavky normy ISO 15197-2013 (Systémy diagnostických zkoušek in vitro – Požadavky na systémy pro měření glykémie pro selfmonitoring pacientů s diabetes mellitus).

Kalibrace a sledovatelnost: Systém (glukometr a testovací proužky) je kalibrovaný žilní krve s různými koncentracemi klasickým prostředkem. Referenční hodnoty se učují hexokinázovou metodou, která je kalibrávána metodou ID-GCMS. Metoda ID-GCMS je jako metoda nejvyšší metrologické kvality (řád) vysledovatelná na primárním standardu NIST. Přes tento řetězec mohou být také zpětně dohledány výsledky získané pomocí testovacích proužků pro kontrolní roztoky vzlážený na standard NIST.

Detectní limit (nejnížší zobrazená hodnota): 0,6 mmol/L (10 mg/dL) u testovacího proužku

Rozsah měření systému: 0,6–33,3 mmol/L (10–600 mg/dL)

Velikost vzorku: 0,6 µL

Doba měření: <4 sekundy

Přenos systému:

Výsledky pro přenos systému u koncentraci glukózy nižších než 5,55 mmol/L (nižších než 100 mg/dL)

v rozmezí ±0,28 mmol/L (v rozmezí ±5 mg/dL)	v rozmezí ±0,56 mmol/L (v rozmezí ±10 mg/dL)	v rozmezí ±0,83 mmol/L (v rozmezí ±15 mg/dL)
175/186 (94 %)	186/186 (100 %)	186/186 (100 %)

Výsledky pro přenos systému u koncentraci glukózy rovné nebo vyšší než 5,55 mmol/L (rovné nebo vyšší než 100 mg/dL)

v rozmezí ±5 %	v rozmezí ±10 %	v rozmezí ±15 %
296/414 (71,5 %)	404/414 (97,6 %)	413/414 (99,8 %)

Výsledky pro přenos systému u koncentraci glukózy mezi 0,78 mmol/L (14 mg/dL) a 32,1 mmol/L (578 mg/dL)

v rozmezí ±0,83 mmol/L nebo v rozmezí ±15 % (v rozmezí ±15 mg/dL nebo v rozmezí ±15 %)
599/600 (99,8 %)

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zadusenia

Tento výrobok obsahuje malé části, protože to mohlo dítě k ich prehľadu. Uchovávajte malé časti v dôsahu malých detí a ľudí, ktorí by ich mohli prehľadať.

Riziko vážného zdravotného problému

Nedodržanie pokynov na meranie alebo skladovanie testovacieho prúžku a neadekvátna zoobchádzanie s ním môže viesť k nesprávnej liečbe.

Pozorne si prečítajte a postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v príbalových letákoch pre testovacie prúžky a počas používania.

Nebezpečenstvo infekcie

Ludska krv je potenciálnym zdrojom pre prenos infekcie. Zabráňte tomu, aby iné osoby prišli do kontaktu s kontaminovanými komponentami.

Používajte testovacie prúžky zlikvidujte ako infekčný materiál podľa predpisov platných vo vašej krajinе.

Obsah balenia

Balenie obsahuje testovacie prúžky a príbalové letáky.

Všetky súčasti balenia môžete likvidovať spolu s bežným domácim odpadom. Použiteľstvo testovacie prúžky a kalibráciu v súlade s miestnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek otázk, kontaktujte Roche.

Skladovanie testovacích prúžkov a zoobchádzanie s nimi

• Testovacie prúžky nepoužívajte, ak je pred prvým použitím testovacieho prúžku tuba odvarená alebo poškodená, ak užívať nie je úplne uzáveru, ak je viditeľne poškodený uzáver alebo ak nieči bráni správnemu uzáveru uzavretiu. Kontaktujte Roche.

• Testovacie prúžky uchovávajte pri teplote medzi 4 až 30 °C. Testovacie prúžky nezmrzajte.

• Testovacie prúžky používajte pri teplote medzi 4 až 45 °C.

• Testovacie prúžky používajte pri vlnistotu vzduchu 10–90 %. Testovacie prúžky neuchovávajte pri vysokých teplotách alebo vysoké vlnistoty, ako napr. v kúpeľni alebo kuchyni.

• Nepoužívajte testovacie prúžky skladajúcich v originálnom tubu s testovacimi prúžkami okamžite po výbore testovacieho prúžku.

• Testovacie prúžky používajte len raz. Testovacie prúžky sú určené len na jednorázové použitie.

Výkonnost systému

Výsledky pro přenos systému u koncentraci glukózy nižších než 5,55 mmol/L (nižších než 100 mg/dL)

v rozmezí ±0,83 mmol/L nebo v rozmezí ±15 % (v rozmezí ±15 mg/dL nebo v rozmezí ±15 %)

<tbl_r cells="1" ix